

# 犬伤医用伤口清创设备-外伤冲洗器

产品名称	犬伤医用伤口清创设备-外伤冲洗器
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	流量:连续可调 容量: 300ml 压力:56Kpa
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

## 产品详情

### 犬伤医用伤口清创设备-外伤冲洗器

狂犬病一直以来都是一种危险而可怕的病毒感染，而犬伤则是最常见的狂犬病感染途径之一。在处理犬伤时，清创是至关重要的步骤，以防止感染的引发和扩散。为了更好地帮助医疗工作者处理犬伤伤口，我们推出了一款专业的医用外伤冲洗器——犬伤医用伤口清创设备。

流量：连续可调

我们的犬伤医用伤口清创设备配备了连续可调的流量功能，可以根据病人的伤情和需要进行流量调节，确保伤口冲洗的效果更加jingque和有效。

容量： 300ml

为了满足各种不同程度的伤口处理需求，犬伤医用伤口清创设备的容量达到了300ml以上，可以容纳足够的清洗液，确保充分冲洗伤口，避免任何残留的细菌。

压力：56Kpa

适当的水压是保证伤口清洗效果的重要因素之一。犬伤医用伤口清创设备的设计能够提供56Kpa的压力，既可以确保清洗液能够充分冲洗伤口，又能够避免对伤口造成不必要的刺激。

犬伤的感染风险极高，而清创作为预防狂犬病感染的重要措施之一，其重要性不可低估。使用我们的犬伤医用伤口清创设备，可以有效地冲洗犬伤伤口，彻底清除病毒和细菌，减少感染的风险。

使用我们的犬伤医用伤口清创设备非常简单。，将清洗液装入设备中，确保容量充足。然后，根据需要调节合适的流量，使伤口得到充分冲洗。最后，将设备携带指向伤口，以适当的距离、适度的压力将清洗液冲洗伤口，直至伤口干净为止。

购买我们的犬伤医用伤口清创设备具有多重优势。，设备配备了连续可调的流量功能，保证了冲洗效果的准确性。，容量大于300ml，满足不同程度的伤口处理需求。再者，56Kpa的压力确保了清洗液能够充分冲洗伤口，又避免对伤口的刺激。最重要的是，我们的设备由希彤医疗科技有限公司提供，以其卓越的产品质量和专业的服务赢得了用户的信赖和好评。

在面临犬伤处理时，选择一款高效可靠的医用外伤冲洗器非常重要。我们的犬伤医用伤口清创设备具备连续可调的流量、大容量和适度的压力，确保了有效的清洗效果。立即购买我们的犬伤医用伤口清创设备，全面保护您的家人和自己，预防狂犬病感染的风险！