

母婴健康一体化分析 康奈尔母乳检测仪

产品名称	母婴健康一体化分析 康奈尔母乳检测仪
公司名称	上海康奈尔企业管理有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:康奈尔 型号:CR-M810 检测原理:超声波和中红外双模式检测
公司地址	浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢
联系电话	400-0062615 18953829991

产品详情

康奈尔母乳分析仪检测原理 超声波脉冲和中红外光谱技术能量转换数字技术双模式检测原理，母乳和产妇一体化检测。 测试项目：母乳：脂肪、蛋白质、乳糖、水分、密度、能量、温度、纯度、矿物质、总干物质等10余项参数。 产妇：身体水含量、蛋白质、无机盐、身体骨量、骨骼肌、体脂肪、身体质量（BMI）、内脏脂肪等级、机体基础代谢等30余项身体健康指数。

康奈尔母乳分析仪技术参数 误差： 0.03%，重复性： 0.05% 检测时间： 60秒/样本，一次性检测全部结果 清洗模式：同时具有三种全自动洗清保养模式（1）全自动定时清洗（2）一键式自动清洗（3）全面周清洗 数据存储： 9999万条，具有预留接口可扩展 数据管理：实现对检测数据进行多条件搜索、编辑、导入、导出等管理 样品体积： 5-10ml，防止不同段乳对测量结果的影响 显示：液晶触控屏显示 外接端口：具有USB、COM口、以太网等端口，支持A4、B5双模式打印报告 适用范围：母乳：初乳、过渡乳、成熟乳、晚乳，乳汁科研检验，乳汁检验检疫等，可针对不同孕周、不同哺乳期进行产前、产中、产后母亲身体康复营养运动检测分析 数据分析：母乳及产妇检测结果分类统计，全自动分析制定产妇膳食营养运动方案，保证母乳喂养营养均衡和产妇产后身体康复；针对每份检测结果自动诊断、打印和共享，具有针对个体化的营养膳食指导和产后康复运动处方指导。

康奈尔母乳分析仪产品优势 检测技术：唯一实现母乳及产妇一体化检测的母乳分析仪 检测原理：唯一具有超声波脉冲和中红外光谱技术双模式检测 温控系统：唯一具有温度控制系统，任何环境下保证检测样品具有良好的检测温度，切实确保检测结果的精确性。 质控系统：唯一具有样品品质监控指数（纯度），自动检测受检样品品质，有效判断清水奶，保证检测结果的可靠性 清洗模式：独具有三种全自动洗清保养模式（1）全自动定时清洗（2）一键式自动清洗（3）全面周清洗。 数据分析:检测结果分类统计，可针对每份检测结果自动诊断、打印和共享，具有针对个体化的营养膳食指导和产后康复运动处方指导：1.母乳成分检测分析报告2.婴儿喂养营养评估3.测量产妇各项身体健康指数；4.产妇个体营养评估；5.制定产妇膳食营养运动方案、保证母乳喂养营养均衡和产后身体康复。

母乳分析仪 www.xnmuru.com www.xnbody.com www.xntlscy.com
www.murufenxiyi.cn

骨密度分析仪www.xueyefenxiyi.cn www.gumiduyi.cn

人体成分分析仪www.gumiducn.com www.xnxb.com