

# 毒害品存储柜 危险品储存柜 45加仑

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 毒害品存储柜 危险品储存柜 45加仑                |
| 公司名称 | 江西世纪行安全设备有限公司                     |
| 价格   | 1800.00/件                         |
| 规格参数 | 品牌:世纪行<br>别名:防爆柜 防火柜<br>作用:储存化学药品 |
| 公司地址 | 莲花县工业园B区                          |
| 联系电话 | 0799-7291600 18979948100          |

## 产品详情

### 毒害品存储柜 危险品储存柜 45加仑

毒麻柜是一种用于储存危险药品的设备，通常用于医院、实验室等场所。该设备具有双层锁和防泄漏功能，以确保药品的安全和可靠性。下面将详细介绍双人双锁试剂药品柜的特点和使用方法。

- 特点**
    - 双层锁设计：**双人双锁试剂药品柜具有双层锁设计，只有两个人同时输入密码才能打开柜门，确保药品的安全性。
    - 防泄漏设计：**该设备具有防泄漏设计，能够有效防止药品泄漏，保护操作人员的安全。
    - 储存空间：**双人双锁试剂药品柜的储存空间较大，可根据药品的不同类型和用途进行分类储存。
    - 温度控制：**该设备具有温度控制功能，可确保药品在储存过程中的温度稳定性。
    - 安全警示：**设备具有安全警示标志，提醒操作人员注意安全使用。
  - 使用方法**
    - 打开柜门：**操作人员需输入正确的密码才能打开柜门，且必须两个人同时输入密码才能成功开启。
    - 储存药品：**将药品按照分类放入储存空间中，注意不要将药品放置在柜门附近。
    - 关闭柜门：**操作人员需确认柜门已完全关闭，以确保药品的安全性。
    - 维护保养：**定期对设备进行清洁和维护保养，以设备的正常运行和使用寿命。
- 总之，双人双锁试剂药品柜是一种的设备，能够有效危险药品的储存安全。在使用过程中，操作人员需注意安全使用方法，确保设备正常运行和使用寿命。