

医用恒温箱430升2-48度

产品名称	医用恒温箱430升2-48度
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

医用恒温箱430升2-48度厂家简介：

医用恒温箱430升2-48度厂家 福意联 (FU.YI.LIAN) 是一家研制科研、医疗保存箱 (柜) 的企业。其采用了水平的新型单压缩机混合工质制冷, 并拥有优良自主。已形成了4℃、2-48℃、-30℃、4-38℃、10-65℃、几大系列产品, 福意联 (FU.YI.LIAN) 已成为目前上拥有全温区系列贮存冷链产品的公司之一。产品现广泛应用于生物、医学研究、医疗临床、农业、业等域中各种生物活性物质的中长期保存, 打破了我国对科研、医疗保存箱 (柜) 的需求长期依赖的面。

医用恒温箱430升2-48度参数：

医用恒温箱430升2-48度：特点：

1、显示/按键系统： 大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度
触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮
2、控温稳定系统： 智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
双制式冷热系统，控温更。 3、结构简单介绍： 门体使用三层中空玻璃，中间层为真空处理
箱体外部采用优良钢板，经喷涂工艺
箱体内部采用医用PP，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点
此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品
内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用
采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长 4、 保安功能：
高/低温警报（±5 启动） 断电报警 远程报警接点 温感器故障报警
按键锁功能 门体锁功能

医用恒温箱430升2-48度：

1本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或爆炸性气体的环境中使用恒温恒湿机。
2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。
3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。 4.仪器工作中请尽量不要打开
对操作人员造成烫伤，低温时打开可能会对工作人员造成冻伤，并且可能造成蒸发qi结冰，影响制冷效果。若
5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。 6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降
7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。
8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。
9.接线正确，要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显示不正常或测量有较大误差。
10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。
11仪表内部零件有的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾
12.仪表运转期间，电源入力端子盖安装在端子板上以防触电。
13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作
用干布擦拭仪表，不要使用、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，
险。 15在开机之前要查看电源是否稳定。

福意联恒温、冷藏设备等等。其产品广泛应用于医疗，实验室，科研院校，检测，采样等，并可根据用户需要设计、非标准试验设备。

医用恒温箱430升2-48度