

物证室内冰箱 生物物证冰箱

产品名称	物证室内冰箱 生物物证冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

物证室内冰箱 生物物证冰箱厂家简介：

物证室内冰箱 生物物证冰箱厂家 北京福意联有限公司是一家从事开发、设计和恒温箱（柜）、冷藏箱（柜）、低温冰箱（柜）、加温箱（柜）的企业。公司成立以来，人才优势更加突出，坚持关键自主开发，系统的完成了产品的有供应链，依托公司的能力、的模式（周计划、零库存）、良好的体系、健全的渠道网络为外顾客提供方便、周到、、优良的恒温箱（柜）解决方案。

物证室内冰箱 生物物证冰箱参数：

物证室内冰箱 生物物证冰箱：特点：

外观：高质感外观，机体采用圆弧造型，表面经雾面条纹处理，并采用平无反把手，操作容易，。
观察窗：长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防水气凝结水滴，及高亮度PL莹光灯保持箱内照明。 压缩机：压缩机循环系统采用，更能有效去除冷凝管与毛细管间的润滑油并全系列采用冷煤。 控制方式：采智能型PID+SSR/SCR正逆双向同步输出,内含之斜率控制逻辑。 控制器：具有多段程序编辑及温度、湿度可做快速（OUICK）或斜率（SLOP）控制。 循环设定：可执行9999×999回次数循环,且可再切割出5组优良之部份循环。 时间讯号：3组时序控制输出接口,搭配10种之时间控制模式,方便执行外部驱动组件启/停之时序规画。 检知：15项全功能之系统侦测,确保机台运转.并可自动显示故障时间、项目及排除对策。

物证室内冰箱 生物物证冰箱：

使用恒温箱的注意事项 1保持恒温箱内整洁。2温度不要设定过低。3恒温箱门不要长时间打开，取物后立即关闭。恒温箱要远离热源，荫凉处放置，周围不要堆杂物

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联（FU.YI.LIAN）是一家从事仪器设备、设备、机械设备、实验仪器的企业。公司一贯坚持“靠前，用户上，优良，信守合同”，凭借着高的产品，良好的，优良的，产品近十一个省、市、自治区。

物证室内冰箱 生物物证冰箱