

## 台式医用冰箱 小型医用冰箱

产品名称	台式医用冰箱 小型医用冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

## 产品详情

台式医用冰箱 小型医用冰箱厂家简介：

台式医用冰箱 小型医用冰箱厂家 北京福意联 (FU.YI.LIAN) 我们公司主要经营：医疗及实验室恒温冷藏设备、低温设备、移动制冷设备，高低温试验设备等。公司凭取胜，靠立足。

打造，细微之处见精神，是我们的产品理念。以人为本，人力资源为要，是我们的根基。福意联 (FU.YI.LIAN) “以德敬人，以诚立人”，我们愿与有志士仁人一道共创更加美好的明天！公司现拥有的加工设备，精锐的团队，热情的团队，福意联 (FU.YI.LIAN) 已成为一家集医疗和实验室整体规划、设计、及为一体的现代化企业。

台式医用冰箱 小型医用冰箱参数：

台式医用冰箱 小型医用冰箱：特点：

由箱体、温度控制系统、高低温变换系统、气体循环系统、照明系统等五个主要部分组成。 箱体：有工作室、箱体外壳、箱门等组成。箱体外壳均采用优良钢板表面喷塑处理，箱门装配有大面积的双层玻璃观察窗，色彩鲜艳、美观大方；工作室采用优良不锈钢制成，半圆弧四角易清洁；室内采用不锈钢钢丝制成的搁板高度层次可调；外壳与工作室之间填充聚胺脂发泡板作隔热层，以保证工作室内温度； 工作室与箱门的接合部装有磁性密封圈，以保证工作室的密封性及保温性。 循环系统：有高速循环风机、风道等组成。它能保证工作室内的空气充分循环，使工作室的温度达到均匀稳定。

照明系统：有照明开关、电子镇流器等组成。操作简单，方便于存取物品及对实验品的观察。

台式医用冰箱 小型医用冰箱：

一：摆放位置 要注意恒温箱摆放的位置是否合理，是否便于恒温箱散热。而且还需要检查家庭的电源情况，是  
二：仔细阅读说明书在使用前用户要仔细阅读附带的产品说明书，检查恒温箱的各个部件。 三：用电不能忘  
恒温箱应使用单相三孔插座，单独接线。注意保护电源线绝缘层，不得重压电线，不得自行随意更改或加长电  
开始使用时要减载运行，因为新机器的运动部件有一个磨合过程。运转一段时间以后再加大量，这样能延长恒  
检查无误后，恒温箱应静置26小时后再开机，以免油路故障(搬运后的恒温箱)。接通电源后，仔细听压缩机在  
是否有管路互相碰击的声音，如果噪音过大，检查产品是否摆放平稳，各个管路是否接触，并做相应的调整。  
切断电源，与的修理人员。 六：运行减负载 次使用恒温箱，存放的食物不能过多，要留有适当的空间，以保持  
时间满负荷工作。热的食品要晾凉室温后再放入，以免造成恒温箱长时间不停机。食品宜用保鲜袋或保鲜纸封  
止食品受潮、失水、串味。带水的食品要除去水分后放入，以免因大量水分蒸发而形成过多冰霜。注意，冷冻  
以防冻裂损坏。具有挥发性、易燃性化学物质、易腐蚀酸碱物品不要放入，以免损坏恒温箱。

福意联恒温、冷藏设备等等。福意联(FU.YI.LIAN)主要采用双控温，具有响应速度快、寿命长、可工作温度范围宽和灵敏度高等优点，压缩机及热补偿，精心设计的控温能有效使温度的控制在2度以内，在北方地区可进行自动热补偿。

台式医用冰箱 小型医用冰箱