

LONZA内毒素检测仪

产品名称	LONZA内毒素检测仪
公司名称	北京毕特博生物技术有限责任公司
价格	250000.00/台
规格参数	品牌:LONZA 型号:25-315
公司地址	暂无
联系电话	13366202681

产品详情

LONZA内毒素检测系统

LONZA专注于鲎试剂产品和服务超过了30年

LONZA内毒素检测仪

产品简介：

ELx808™ 光吸收酶标仪在数据处理和分析方面具有出色的灵活性。这款多通道酶标仪延续了 BioTek 提供最高规格酶标仪的一贯传统，具有精度高、准确性好、重复性强的特点。通过 ELx808 机载的自检诊断及校准测试板，可以很容易地确认并记录酶标仪的性能。所有计算都可自动完成。凭借在高质量硬件制造方面的优良传统，ELx808 为酶标仪领域设定了全新标杆。

技术参数：

支持孔板类型：96孔板

光源：卤钨灯（Tungsten halogen bulb）

动态检测范围：0 to 4.0 OD

波长范围：380 to 900 nm；340-900nm（紫外模式）

波长选择：干涉滤光片 准确度：± 1% ± 0.01 OD from 0 to 2.5 OD；± 2% ± 0.01 OD from 2.5 to 3.5 OD

线性：± 1% from 0 to 2.5 OD；± 2% from 2.5 to 3.5 OD

重复性：±0.5% ± 0.005 OD from 0 to 2.5 OD；

± 1.5% ± 0.005 OD from 2.5 to 3.5 OD；

± 2.5% ± 0.005 OD from 3.5 to 4.0 OD

读值方法：终点法，动态法，线性扫描

读值速度：单波长12秒，双波长20秒，动态单波长5秒

机载软件：55个用户可编制程序

电源：100-240 V @ 50/60 Hz

滤光片包括：405、450、490、630nm；紫外模式另配340nm

光学探针信息：束状光纤

光探测器：8个二极管，1个reference

温度控制：从高于室温4 到50（选项I），孔间一致性为±0.5

震荡功能：速度和时间用户可调

诊断功能：机载的自检诊断及校准测试板

重量：13.6 kg

尺寸：16 D x 15.5 W x 8.75 H in.（40.6 x 39.4 x 22.2 cm）

法规：CE Mark, ETL Mark for UL3101-1、CAN/CSA C22.2 No. 1010.1、Conforms to IEC 1010-1

显示：2 x 24 character LCD

产品应用：

ELx808LBS孵育酶标仪可以用于动态显色法LAL检测、动态浊度法LAL检测及端点显色法LAL检测，具有405、450、490、630和340 nm滤光片。

订购信息：

货号	规格	产品描述
25-315	台	内毒素检测仪 BIO-TEK Reader

北京毕特博生物技术有限责任公司

<http://www.bitebo.com>

400热线：400-833-9299

电话：010-82015225

传真：010-62015131

联系人：张钰

手机：13366202681

QQ：1050524889