

# SeaKem Gold琼脂糖

产品名称	SeaKem Gold琼脂糖
公司名称	北京毕特博生物技术有限责任公司
价格	.00/3000
规格参数	品牌:LONZA 型号:50152
公司地址	暂无
联系电话	13366202681

## 产品详情

SeaKem Gold琼脂糖（现货促销）

品牌：LONZA

是一种高凝胶强度，低EEO，标准胶凝温度的琼脂糖。这种遗传学术级别（Genetic Technology Grade，GTG）琼脂糖适于脉冲场凝胶电泳法（pulsed field gel electrophoresis，PFGE）快速分辨Mb（mega base）（50kb-10Mb）DNA和常规电泳方法分辨1-50kb的DNA与PCR产物。因其低EEO特性，SeaKem Gold琼脂糖中的DNA电泳迁移速度要显著的高于常规琼脂糖凝胶。PFGE的跑胶时间依使用的缓冲液和琼脂糖浓度的不同可减少至原电泳时间的50%。因其高凝胶强度，即使是使用低浓度（0.5%）的SeaKem Gold琼脂糖凝胶，操作处理依然很方便，从而允许在常规电泳中分离更大的DNA片断并减少PFGE中的DNA分离的耗时。

应用：

脉冲场凝胶电泳；标准凝胶电泳分离大于23kb的DNA片断；Mb大小DNA印迹。

分析说明：胶凝温度（1.5%）：34.5 - 37.5      硫酸盐：0.10%  
凝胶强度（1.0%）：1800g/cm<sup>2</sup>

凝胶强度（1.5%）：3500g/cm<sup>2</sup>      湿度：10%      EEO(-Mr)：0.05

订购信息

目录号      品名

50150      SeaKem GOLD AGAROSE 125G

50152 SeaKem GOLD AGAROSE 25G EA

50155 SeaKem GOLD AGAROSE 1KG EA

北京毕特博生物技术有限责任公司<http://www.bitebo.com>

400热线：400-833-9299电话：010-82015225传真：010-62015131联系人：张钰手机：13366202681QQ：1767180321