

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱

产品名称	15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱
公司名称	北京福意联
价格	.00/件
规格参数	品牌:福意联
公司地址	北京市大兴区亦庄开发区
联系电话	010-63332726 13810107367

产品详情

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱厂家简介：

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱厂家 福意联（Fuyilian）医用冰箱（柜）可用于科学研究、特殊材料的低温实验，冻存红、白、皮肤、骨骼、细菌、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温实验等。福意联（Fuyilian）医用冰箱（柜）宽泛的温度范围让其适用于血站、医院、系统、科研院、电子、化工、生物工程、高校实验室、企业、远洋渔业公司等。

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱参数：

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱：特点：

1、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、控温精度高，数字温度显示精度0.1。2、可调整设定温度使箱内温度恒定控制在0~100，调节增量为1。结构材料箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计，增加了箱门的保温性能，门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用，85湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱：

- (1) 将温度计插入座内（在箱顶放气调节器中部）。
- (2) 把电源插头插入电源插座。
- (3) 将电热丝分组开关转到1或2位置上（视需温度而定），此时可开启鼓风机促使热空气对流。电热丝分组开关
- 4) 注意观察温度计。当温度计温度将要达到需要温度时，调节自动控温旋钮，使指示灯正好发亮，十分钟后温度计上指温度过需要，而红色指示灯仍亮，则将自动控温旋钮略向反时针方向旋转，直调到温度恒定在要求的和为止。自动恒温器旋钮在箱体正面左上方。它的刻度板不能做为温度标准指示，只能做为调节用的标记。
- (5) 在恒温过程中，如不需要三组电热丝同时发热时，可仅开启一组电热丝。开启组数越多，温度上升越快。
- (6) 工作一段时间后，可开启顶部的放气调节器将潮气排出，也可以开启鼓风机。
- (7) 使用完毕后将电热丝分组开关全部关闭，并将自动恒温器的旋钮沿反时针方向旋零位。
- (8) 将电源插头

福意联恒温、冷藏设备等等。公司坚持以用户上，靠前，靠前，永恒和。以优良的产品及回报您的优良与厚爱！我们希望进一步加强与广大客户、供应商、合作伙伴及社会各界的合作，为共同开创更加美好的明天携手前进！

15度左右胶水恒温保存箱 15度恒温冰箱