

医用37度冲洗液加热箱(电切液盐水)

产品名称	医用37度冲洗液加热箱(电切液盐水)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

医用37度冲洗液加热箱(电切液盐水)介绍 膀胱冲洗 (bladder irrigation)：是泌尿外科常用的护理技术，专科性较强，它就是将药液、生理盐水等溶液注入膀胱内再引流出来的方法。适应证：长期留置尿管的患者、经尿道前列腺电切术后的患者、膀胱肿瘤行膀胱部分切除术的患者。

1.对留置导尿管的病人，保持其尿液引流通畅。

2.清除膀胱内的血凝块、粘液、细菌等异物，预防感染的发生。

3.治疗某些膀胱疾病，如膀胱炎、膀胱肿瘤。 医用37度冲洗液加热箱(电切液盐水)

医用37度冲洗液加热箱(电切液盐水)特点 1、型号：FYL-YS-151L 2、有效容积：150L 3、气候类型：N,SN

4、额定电压：220V 5、额定频率：50Hz 6、噪音（声功计）：42dB（A） 7、制冷剂：R134a

8、温控范围：0~100（每度可调可控） 9、箱体尺寸：595×565×860mm

10、内径尺寸：504×487×634mm

11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。

12、箱体内外采用优质不锈钢精致而成，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

13、自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露 14、电脑温度控制器，LCD数字式显示、控温精度高，有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警、安全锁功能，防止出现意外。

15、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内部温度变化。 16、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 17、门体中部使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。

18、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

19、箱体采用优质不锈钢，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。

20、配置安全锁，可实现专人专管。底部带有移动脚轮和止动底角。福意联主营设备：医用恒温箱，手术室保温柜，液体加温箱，药品用恒温柜，双门冷藏柜，医用干燥柜，实验室用冰箱,-20度冰柜

【医用温度系列】：2~48 恒温箱、4~38 恒温箱、0~100 恒温箱、10~30 恒温箱、-30~10 低温冰箱【医用恒温系列】：医用恒温箱、手术室恒温箱、液体加温柜、冲洗液加温箱、盐水加温箱、甘露醇溶解箱【冷链运输系列】：车载冷藏箱、试剂冷链箱、药品运输箱、便携式冷藏箱、生物安全运输箱

【手术净化系列】：手术室保温柜（医用保温柜）、手术室保冷柜（医用保冷柜）工程配套（嵌入式）

【医用冷藏系列】：药物冷藏冰箱、医用冷藏冰箱、药物常温冰箱、药物阴凉冰箱、临床药物冰箱

【医用低温系列】：医用低温冰箱、低温冰柜、-20度低温冰箱 北京福意联医疗设备有限公司-

北京福意电器有限公司 福意联肖飞欢迎您的到来！下面我们来看一下提及切口冲洗的官方解释：2016年预防手术部位感染全球指南关于 SSI 预防控制指南：

关闭切口前建议/推荐使用聚维酮碘溶液冲洗切口，特别是清洁切口和清洁-污染切口 2019年：中国版手术部位感染预防控制指南：

关闭切口前使用聚维酮碘溶液冲洗切口，特别是清洁切口和清洁-污染切口

目前尚无充足的证据支持或反对在手术切口关闭前使用生理盐水冲洗可预防 SSI。

可以考虑在切口关闭前使用聚维酮碘水溶液冲洗以预防 SSI，特别是对于清洁和清洁-污染切口。（条件推荐，低等级证据质量）。