

## 术中液体保温箱(37度储存)

产品名称	术中液体保温箱(37度储存)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

## 产品详情

术中液体保温箱(37度储存)介绍 洁净手术室门净宽不宜小于1.4m，宜采用设有自动延时关闭装置的电动悬挂式自动推拉门，洁净手术室及I、II级洁净辅助用房不应设外窗，III、IV级洁净辅助用房可设双层密闭外窗。洁净手术室应与辅助用房分开设过净化空调系统；各洁净手术室宜采用独立设置的净化空调机组，III、IV级洁净手术室允许2-3间合用一个系统，均应采用自循环式回风；新风可采用集中的送风系统；排风系统应独立设置。净化空调系统应设三级空气过滤，级空气过滤宜设置在新风口，第二级应设置在系统的正压段，第三级应设置在送风末端或其附近，准洁净手术室可采用带亚高效过滤器或高效过滤器的净化风机盘管机组或室内立柜式净化空调机组，不得采用普通风机盘管机组或空调器。I、II、III级洁净手术室和I、II级洁净辅助用房，不得在室内设置散热器，但可用辐射散热板作为值班采暖，IV级洁净手术室和见、IV级洁净辅助用房如需设散热器，应选用不易积尘又易清洁的类型，并设防护罩，散热器的热媒应为不高于95℃的热水，I、II、III级洁净手术室应采用局部集中送风方式，集中布置的送风口面积即手术区的大小应和手术室等级相适应，I级的不小于6.2㎡（其中头部的不小于1.4㎡），IV级的不小于4.6㎡，III级的不小于3.6㎡，根据需要，洁净辅助用房内可设局部100级区。洁净手术部须设氧气、压缩空气和负压吸引三种气派和装置，医用气体须有不少于三日的备用量，洁净手术室医用气体终端须有一套备用；洁净手术部内的给水系统宜有两路进口，并应同时设有冷热水系统，福意联拥有多款容积不同的保温柜保冷柜，可以根据现场的实际要求选择不同的尺寸的产品，安装方便，可选择性多；可嵌入式设计，与室内室成为一体，节省了空间，由于在每个术间都安装有保温柜保冷柜，加温的液体及冲洗液能现用现取，且温度适宜，提供了适宜温度的液体，能够按需取用，因人而异调节。术中液体保温箱(37度储存)特点 公司秉承“诚信、专业、共赢”的经营理念，坚持用户至上、质量先行，以科技服务客户，坚持技术进步、不断创新、不断超越，已经成为一家在实验室医疗行业颇实力和规模的企业，您的满意就是我们的追求；欢迎广大企业、用户和消费者和我们联系，我们将本着用的产品，为用户提供便捷的服务的宗旨，竭诚为您服务！福意联主营设备：医用恒温箱，手术室保温柜，液体加温箱，药品用恒温柜，双门冷藏柜，医用干燥柜，实验室用冰箱，-20度冰柜

【医用温度系列】：2~48 恒温箱、4~38 恒温箱、0~100 恒温箱、10~30 恒温箱、-30~10 低温冰箱  
【医用恒温系列】：医用恒温箱、手术室恒温箱、液体加温柜、冲洗液加温箱、盐水加温箱、甘露醇

溶解箱【冷链运输系列】：车载冷藏箱、试剂冷链箱、药品运输箱、便携式冷藏箱、生物安全运输箱  
【手术净化系列】：手术室保温柜（医用保温柜）、手术室保冷柜（医用保冷柜）工程配套（嵌入式）  
【医用冷藏系列】：药物冷藏冰箱、医用冷藏冰箱、药物常温冰箱、药物阴凉冰箱、临床药物冰箱  
【医用低温系列】：医用低温冰箱、低温冰柜、-20度低温冰箱 北京福意联医疗设备有限公司-  
北京福意电器有限公司 福意联肖飞欢迎您的到来！

洁净层流手术室日常维护与管理：1、对各级过滤器按照要求定期更换（一般建议初中高效过滤器更换的周期为：初效三个月清洗、六个月更换，中效六个月更换，高效为一年更换），初效过滤器金属网定期拆下清洗；中效过滤器定期检查有无破损或堵塞；中、高效过滤器由净化机组检测，提示过滤网脏时必须进行更换，或已使用二年以上时必须予以更换，2、洁净手术室环境卫生控制指标应符合技术规范要求，静态含尘浓度和沉降菌浓度以综合性能评定的测定数据或年检数据为准，3、洁净手术室投入运行前，应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定，并作为手术室基础材料存档，4、通过净化自控系统对机组进行监控，每月对非洁净区域的局部净化送、回风口设备进行清洁、检查，发现问题及时解决，5、每月对各级别洁净手术间至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录，每1年对洁净手术室进行一次尘埃粒子、正负压力进行监测并记录，