

医用创口冲洗机----犬伤门诊适用设备

产品名称	医用创口冲洗机----犬伤门诊适用设备
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

医用创口冲洗机犬伤门诊专用设备是一款专为处理犬伤创口而设计的设备。它具有多个属性，从环境要求、适用电源和产地三个角度出发，为您详细介绍。

- 环境要求：**医用创口冲洗机在使用过程中对环境温度有一定要求，需要在5 ~ 40 的环境温度下工作。这个温度范围可以覆盖大部分地区的气候变化情况。 ，相对湿度要求不超过80%，以保证设备的正常运行。
- 适用电源：**医用创口冲洗机需要20A以上的220V交流电作为电源供应。这样的电源要求确保设备能够正常工作，并且为用户提供稳定可靠的使用体验。
- 产地：**医用创口冲洗机的产地是宁波。作为中国的港口城市，宁波拥有发达的经济和先进的生产技术。浙江三平堂将设备制造与宁波的先进技术结合，为用户提供高品质的产品。

医用创口冲洗机犬伤门诊专用设备不仅满足了环境要求、适用电源和产地要求，还有其他诸多优点值得购买：

高效洗创：设备采用专业的喷淋技术，能够高效、彻底地清洗犬伤创口，减少感染的风险。

可调节水压：设备配备了水压调节功能，可以根据不同伤口的情况进行调整，以确保洗创效果的不给病人带来不适。

易于操作：设备具有简单明了的操作界面，即使是没有相关经验的医护人员也可以轻松上手操作。

综上所述，医用创口冲洗机犬伤门诊专用设备是一款专为处理犬伤创口而设计的高品质产品。它满足了

环境要求、适用电源和产地要求，并且具备高效洗创、可调节水压和易于操作的优点。如果您需要处理犬伤创口的设备，不妨考虑浙江三平堂的医用创口冲洗机。

宁波三平堂弱碱性皮肤黏膜冲洗液，又叫动物咬伤冲洗液。主要用于动物咬伤、致伤所导致的开放性伤口的冲洗消毒。按照《狂犬病预防控制指南（2023）版》要求，动物咬伤伤口的冲洗配用专用的犬伤清创，用弱碱性消毒液以及自来水交替冲洗，冲洗时间时间不低于15分钟。宁波三平堂弱碱性皮肤黏膜冲洗液，它是一种弱碱性溶液，在8.0-9.0之间，这种PH值能够确保产品的温和性，不会对人体造成刺激或伤害。