

动物咬伤清创机----适用犬伤处置门诊

产品名称	动物咬伤清创机----适用犬伤处置门诊
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

动物咬伤清创机是一种专为犬伤处置门诊而设计的医疗设备，旨在提供高效、安全的处理动物咬伤伤口的解决方案。该机器的操作简便，能够有效降低医护人员在处理犬伤时的工作负担，并提高患者的治疗效果。

这款犬伤清创机具有多个突出的属性，其中之一是对环境温度要求的特殊规定。根据科学研究，该机器在5 ~ 40 的环境温度下可以正常运行。这一温度范围正好覆盖了大部分地区的年平均气温，保证了机器在各种气候条件下的稳定性和可靠性。

相对湿度要求是另一个关键属性。犬伤清创机的使用要求相对湿度不超过80%。这一细节设计旨在保障机器的工作效果和持久性。较高的湿度可能导致机器内部部件的腐蚀，从而降低使用寿命。因此，维护适当的湿度水平是确保机器正常运行的关键因素之一。

适用电源是另一个需要考虑的重要属性。犬伤清创机需要20A以上的220V交流电作为电源供应。这一电源规格保证了机器在运行时的稳定性和充足的能量供应。，220V交流电作为一种常见的电力标准，大部分地区都可方便地提供该电源供应，使其更加适用于各个地方的门诊使用。

而这款动物咬伤清创机的产地位于中国宁波，这个地方以其卓越的医疗设备制造业而闻名。作为医疗科技的重要产地之一，宁波的制造工艺和质量管理水平都居于同xingyelingxian地位。因此，这款机器的产地也为其优质、可靠的性能提供了有力的保证。

综上所述，动物咬伤清创机作为一种医用外伤冲洗机，是专为犬咬伤伤口处理而设计的医疗设备。它通过对环境温度和相对湿度的要求、适用的电源规格以及制造工艺的选择，为医护人员提供了一种方便、高效和可靠的解决方案。它的产地宁波更是为其品质提供了强有力的担保。如您对处理动物咬伤有需求，我们诚挚推荐这款犬伤清创机，帮助您提高工作效率，为患者提供更好的治疗效果。

宁波三平医疗科技有限公司生产的医用外伤冲洗器是依据中国疾病预防控制中心《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》和国家卫生健康委办公厅2021年8月6日印发《常见动物致伤诊疗规范》（2021年版）对犬（动物）致伤伤口处置的要求而设计的。

- 1、中国疾病预防控制中心《狂犬病预防控制技术指南（2016版）》中要求：
- 2、伤口冲洗：用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗咬伤和抓伤的每处伤口至少15分钟。如条件允许，建议使用狂犬病专业清洗设备和专用清洗剂对伤口内部进行冲洗。最后用生理盐水冲洗伤口以避免肥皂液或其他清洗剂残留。
- 3、国家卫生健康委《常见动物致伤诊疗规范》中关于犬、猫、猪、猴、啮齿动物等致伤均要求：
- 4、动物致伤伤口处理方法，一般用肥皂水（或其他弱碱性清洗剂）和一定压力的流动清水交替清洗所有咬伤处约15分钟，如条件允许，可以使用专业的清洗设备对伤口内部进行冲洗，以确保达到有效冲洗，最后用生理盐水冲洗伤口，避免在伤口处残留肥皂水或其他清洗剂。”
- 5、配套使用的宁波三平医疗科技有限公司冲洗床为坐卧两用，适合各种外伤部位的冲洗，一个医院只需一个。

所适配的宁波三平堂弱碱性皮肤黏膜冲洗液，又叫动物咬伤冲洗液。主要用于动物咬伤、致伤所导致的开放性伤口的冲洗消毒。按照《狂犬病预防控制技术指南（2023）版》要求，动物咬伤伤口的冲洗配用专用的犬伤清创，用弱碱性消毒液以及自来水交替冲洗，冲洗时间不低于15分钟。宁波三平堂弱碱性皮肤黏膜冲洗液，它是一种弱碱性溶液，在8.0-9.0之间，这种PH值能够确保产品的温和性，不会对人体造成刺激或伤害。