

# 食品安全干式分析仪

产品名称	食品安全干式分析仪
公司名称	杭州清时诺科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:qsn 型号:SN-SP6
公司地址	杭州市余杭区临平街道北沙东路7号2幢510室
联系电话	15336582357

## 产品详情

### 【产品特点】

- 1、检测项目：盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇等违禁药物，水产品中的孔雀石绿、磺胺类、硝基咪唑类、沙星类药物等违禁添加物，及黄曲霉毒素B1、猪伪狂犬病毒、猪伪狂犬病毒gE蛋白、猪圆环病毒、猪乙型脑炎病毒、孔雀石绿、猪口蹄疫3ABC蛋白、猪口蹄疫病毒IgG、猪细小病毒、鸡禽流感等定性和定量快速检测；并可升级扩充新的检测项目或动物疫病检测项目；2.采用渗滤卡显色技术；试剂采用一次性耗材，避免交叉污染，可以检测胶体金卡类以及生化显色试纸类。3.仪器机壳采用最新环保材料，坚固耐用，并且按照国家标准GB/T20138-2006,防护等级很高，12寸大屏幕全中文液晶触摸显示屏，并且支持中英文手写输入、鼠标与键盘输入，易操作。4.配备USB接口和3G通讯模块，能实现蓝牙、wifi无线上网GPRS模块实时无线数据传输功能，具有信息采集、统计、查询、交换和打印等功能。
- 5.支持网络连接，无缝连接LIS系统。6.具有宽线范围，高灵敏度，可达满量程的0.5%。
- 7.支持一维码扫描，自带条码扫描模块。
- 8.检测模块：可调节卡槽设计，适用于各种外形规格卡片、试纸的判读。
- 9.仪器可直接与电脑连接，便于做大型培训时使用。10.被检物(检测项目)可自由设定，应用拓展性高。
- 11.直接读取阴阳性定性结果，并给出参考定量值，防止人为误差。
- 12.选择性保存检测结果，并建立数据库，便于数据管理。13.内含微型打印机，快速打印检测结果；打印方式有分列默认、分列自定义、合列；可自行设置所需打印的打印项目进行打印。
- 14.检测速度：5秒/次（含计算并打印结果）；15.数据查询：可按日期查询、样品来源查询、判定结果查询、处理方式查询、项目名称查询、商品名称查询。
- 16.仪器自带国家限量标准，国家限量标准可以随时更新；用户也可以自己添加国家限量标准。

17.通过HMreader软件，进行原始数据分析，质量控制等。

18.带ID卡，自动识别不同批次试剂的标准曲线，支持客户多种查询项目，支持现场质控校准。

19.仪器可以进行视频演示功能，方便用户操作学习。 20.WindowsXP操作系统，8G硬盘，1G内存。

21.配备大容量可充电电池，无外接电源时，可维持超过4小时工作。 【技术参数】

1.测量重复性CV： 0.1%； 2.稳定性：  $\pm 5\%$ ； 3.测量时间： 2秒 4.批间差异CV： 2%

5.计量方式：256 灰阶色度； 6.显示：12寸彩色触摸屏 7.电源：100-240VAC，50/60HZ；

8.工作环境：5-40度，湿度10-70%； 9.仪器接口：USB接口，Wifi、蓝牙、GPRS、网络接口；

10.仪器存储： 8G硬盘， 1G内存；数据保存大于50000条数据；

11.工作模式：单机工作模式，PC联机工作； 12.质控校准：标准试纸条现场质控校准。