

楚一测控麦芽糖浓度检测仪-麦芽糖浓度在线分析

产品名称	楚一测控麦芽糖浓度检测仪-麦芽糖浓度在线分析
公司名称	湖南楚一机电有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:楚一测控 型号:CY350
公司地址	湖南省长沙市开福区中青路1048号长沙医药健康产业园3栋8楼
联系电话	4000687117 18975873102

产品详情

楚一测控麦芽糖浓度检测仪-麦芽糖浓度在线分析 长沙楚一机电有限公司（楚一测控）——溶液浓度在线测控引领者！基于折光的原理专业研发及生产在线式麦芽糖浓度测试仪、麦芽糖在线折光仪、麦芽糖浓度在线测控系统、麦芽糖在线浓度仪、麦芽糖在线浓度计、麦芽糖浓度在线检测仪、麦芽糖浓度在线监测仪、国产麦芽糖浓度在线检测及控制系统、全自动在线式麦芽糖浓度传感器、麦芽糖浓度在线分析仪、在线式麦芽糖浓度测量仪，通过对管道及罐体内麦芽糖浓度进行全自动的测定和控制。麦芽糖从化学观点说：麦芽糖（[Maltose](#)，orMaltSugar）是一个化学名词，属[双糖](#)（二糖）类。它是白色针状结晶。而常见的麦芽糖是没有结晶，而且在烹调时由于加入了蔗糖，令白色的麦芽糖亦转至为金黄色，增加了它的色香味。麦芽糖是食用[饴糖](#)的主要成分，制作时以淀粉为原料，在麦芽中的淀粉酶作用下，可得含麦芽糖为主的产物。

医学价值 麦芽糖有着食用价值之余，亦有其食疗功效，它性温味甘，与水溶解后会化作葡萄糖，作为医学上的营养料，可用作养颜、补脾益气、润肺止咳、缓急止痛、滋润内脏、开胃除烦、通便秘等，主治脾胃虚弱、气短乏力、纳食减少、虚寒腹痛、[肺燥咳嗽](#)、干咳少痰、咽痛。但中气弱、消化力不足、体内有湿热、体胖多病则要慎用，因麦芽糖会助湿生热、令人易于腹胀。

检测原理 楚一测控麦芽糖浓度检测仪-麦芽糖浓度在线分析利用折光的原理测得溶液的折光率，折光率与乳糖溶液的浓度有极好的对应关系。通过换算从而得到溶液的实际浓度。这种测量原理稳定性好，精度高，它适用于管道安装或容器壁处的安装，以及其它等多种安装方式；仪器结构紧凑，操作简单；楚一测控麦芽糖浓度检测仪-麦芽糖浓度在线分析可以24小时实时在线监测麦芽糖浓度；具有出厂线性校准及自动温度补偿功能，具备在线棱镜自动清洗功能。在线麦芽糖浓度检测仪的优点：

1.在线连续检测，不再需要人工频繁取样实验室检测，节省大量人力、财力

- 2.消除人工检测误差，保证产品一致性
 - 3.连续测量，迅速反馈，提升产品质量
 - 4.提高自动化程度，相关的浓度数据可通过组网的形式与中控室连接
 - 5.不受介质中气泡、短毛、纤维杂质等影响
- 在线麦芽糖浓度检测仪技术参数

产品型号	CY350-A	CY350-D
测量范围	0.0 至35.0%	
分辨率	0.1% 温度：0.1 ° C	
测量精度	±0.1% 温度 ±0.5 ° C	
测量温度	5至 100 ° C (部分区域自动温度补偿)	
环境温度	5至 40 ° C	
输入电源	DC 24V	
关键材质	传感器壳体：SUS316L	
信号输出	DC4 至 20mA	RS-232
防护等级	IP67 防尘、防溅水	
最高压力	< 1MPa	
产品尺寸	∅ 99X175	
选购件	*清洗组件CY-CL77 *CY350-D建议选配CY-MC浓度控制仪使用	