

# 健奥科技医用血压计批发行业

产品名称	健奥科技医用血压计批发行业
公司名称	广州市健奥科技有限公司
价格	80.00/台
规格参数	品牌:健奥 型号:GT702B 测量范围:压力(0mmHg ~ 280mmHg) 脉搏(40 ~ 199)次/分
公司地址	广州市天河区龙洞迎龙路第三工业区A8栋5楼
联系电话	02037236838 18820030249

## 产品详情

去药店购买数字电子血压计，怎么想都是很低频的。但只要药店能够把握好数字电子血压计代工要点，顾客的顾虑、犹豫都会不复存在。

在大多数人的印象中，血压计只是测量血压的工具，只能测结果，而不能治病，往往忽略了血压计的重要性。但实际上，测血压的意识常常是高血压患者最缺乏的。并且测血压是要定点、定时、定姿势的，在测压的过程中，一定要坚持采取正确的方法。数字电子血压计代工厂家提倡：每天早晨和晚上测量血压，每次测2-3遍，取平均值。血压控制平稳者，可每周1天测量血压；对初诊高血压或血压不稳定的患者，建议连续家庭测量血压7天，每天早晚各一次，每次测量2-3遍，取后6天血压平均值作为参考值。血压计的用户人群主要是中老年人，对于一些科技新名词的理解更加困难。这个时候，不防将专业的性能参数转换为便于理解的话术，这样顾客在理解上就容易的多了。进行了卖点转换前和转换后，效果可大不一样。

顾客对于血压计最在意的就是准不准，但是怎么判断买来的血压计是否准确就是个问题。数字电子血压计代工厂家建议：在顾客意识到这个问题之前，就把血压计准确度的判断交给顾客，还何愁顾客不信任？正确的对比方法只有一种：应采用国际标准检测方法——“三通”检测，而不能采用分开检测。有条件的用三通管，取同一个压力信号，普通血压计与电子血压计测得的数值，误差在5毫米汞柱以内，说明电子血压计准确。用听诊器读出普通血压计的读数，然后拿去遮挡物，看电子血压计的读数，发现两者的读数误差在5毫米汞柱以内，则表明电子血压计准确。电子血压计可以测量值精确到个位，可以灵敏的反应出被测量者不同状态的血压变化，更加准确的测量人体当时刻的血压值。