

外伤清洗机——疾控中心犬伤清洗

产品名称	外伤清洗机——疾控中心犬伤清洗
公司名称	河南煜博生物科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 , 相对湿度要求: 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

医疗外伤清洗机是一款适用于各种外科急性创伤冲洗的设备，由主机、冲洗枪、冲洗液三大部分组成伤口冲洗系统，适用范围：各类犬伤、动物抓伤、利器伤、伤口冲洗等。

产品优势：

- 1、产品具有二类医疗器械注册证，医疗器械生产企业许可证具有产品类别II类和分类编码14-07-01（原《分类目录》6854-10）的生产范围。
- 2、配备犬伤专用弱碱性冲洗液，具有消毒产品生产资质及狂犬病毒灭活证明。
- 3、多种冲洗模式可选，满足临床各种冲洗需求。清水、冲洗液可自动交替冲洗，冲洗时间 15分钟，满足《狂犬病预防控制指南（2016）》要求。
- 4、自动冲洗和手动冲洗模式中清水、清洗液具有脉冲式出液功能。能够快速清除伤口血渍、内嵌杂物、减少伤口病毒数量。多档位可选，便于医护
人员根据伤口大小及深浅程度快速选择相应的档位。
- 5、具有清水加热功能，清水温度范围30 ~ 40度，可以调节出水温度。

6、冲洗手柄配置可拆卸喷头和防溅罩，方便消毒。

宁波三平堂弱碱性皮肤黏膜冲洗液，又叫动物咬伤冲洗液。主要用于动物咬伤、致伤所导致的开放性伤口的冲洗消毒。按照《狂犬病预防控制指南（2023）版》要求，

动物咬伤伤口的冲洗配用专用的犬伤清创，用弱碱性消毒液以及自来水交替冲洗，冲洗时间时间不低于15分钟。宁波三平堂弱碱性皮肤黏膜冲洗液，它是一种弱碱性溶液，

在8.0-9.0之间，这种PH值能够确保产品的温和性，不会对人体造成刺激或伤害。