

血液标本保存箱(血袋冷藏用)

产品名称	血液标本保存箱(血袋冷藏用)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

血液标本保存箱(血袋冷藏用)公司介绍 围术期低体温是麻醉和手术期间常见的并发症,围术期低温可导致术后伤口感染、凝血功能障碍、心血管事件等并发症增多。专业用于术中输入液体,冲洗液的恒温加温。可以降低寒颤发生率,可减少机体热量的丢失,减少其并发症,促进病人早日康复。本产品适可加温液体药品、医用盐水、冲洗液、甘露醇、造影剂、化学试剂、透析液、B超液等。

血液标本保存箱(血袋冷藏用)介绍 SOP为标准操作程序(Standard Operating Procedure)的英文缩写,是指统一执行一个特定职责的详细书面指南。申办者必须备有详细描述如何执行临床试验的标准操作程序以供从事药物临床研究的人员遵循。标准操作程序必须不断根据GCP和其他法律法规要求及时更新。通常标准操作程序中对如何选择研究者、评估研究基地、进行监查访视和原始资料的核对等具体试验的执行步骤进行了规定、甚至有的标准操作程序还就监查员发现可疑问题时应如何处理做出明确规定。在稽查过程中,稽查员将检查标准操作程序是否更新以及申办者的药物研究人员是否严格依照标准操作程序进行操作。此外,许多研究中心还备有自己的标准操作程序,用以指导本基地的研究者实施试验。伦理委员会也有标准操作程序,规定了其成员的组成、审阅程序、归档要求等内容。

血液标本保存箱(血袋冷藏用)功能: 1.产品是采用微电脑控温系统,面板设有电源开关和温度显示器,并且采用触摸按键式控制方式,使用操作方便,可以按需求设置温度。 2.采用新型翅片式ptc,安全节能。 4..内部空气循环系统采用双电机水平循环送风方式,风循环均匀高效。 5.制冷跟制热辅助工作,采用风道翅片式风循环系统,PTC制热,压缩机制冷合理互补工作,由控制系统恒温预热,避免快速加热药品出现爆瓶或药品过热 具有多种报警功能,确保安全性(断电报警,超温报警,温感器故障报警,开门过久报警) 6、控温系统自动控制,当箱内达到设定值时,自动停止加温(制冷);当箱内温度低于设定温度时自动加温(制冷)。 7.可嵌入设计,可以直接嵌入到墙体内,不占用过多空间。 8.有按键锁跟门体锁。按键锁避免不小心碰触控温按键更换温度。门体锁可实现专人专管。

许多研究者在同意参加某一临床试验后,常指定低年资医生或助手进行具体的试验实施工作。这一现象变得越来越普遍。但主要研究者仍有责任实施试验,并对试验进行全面管理。指定对试验毫无兴趣的助手实施试验是导致不能有效、顺利完成试验的主要原因。因此在选定助手或协作者时,应对其进行激励,并给予其充足的时间。 福意联主营设备:医用恒温箱,手术室保温柜,液体加温箱,药品用恒温

柜，双门冷藏柜，医用干燥柜，实验室用冰箱,-20度冰柜

【医用温度系列】：2~48 恒温箱、4~38 恒温箱、0~100 恒温箱、10~30 恒温箱、-30~10 低温冰箱
【医用恒温系列】：医用恒温箱、手术室恒温箱、液体加温柜、冲洗液加温箱、盐水加温箱、甘露醇溶解箱
【冷链运输系列】：车载冷藏箱、试剂冷链箱、药品运输箱、便携式冷藏箱、生物安全运输箱

【手术净化系列】：手术室保温柜（医用保温柜）、手术室保冷柜（医用保冷柜）工程配套（嵌入式）

【医用冷藏系列】：药物冷藏冰箱、医用冷藏冰箱、药物常温冰箱、药物阴凉冰箱、临床药物冰箱

【医用低温系列】：医用低温冰箱、低温冰柜、-20度低温冰箱 北京福意联医疗设备有限公司-

北京福意电器有限公司 福意联肖飞欢迎您的到来！