

JY04S-3D型 凝胶成像分析系统

产品名称	JY04S-3D型 凝胶成像分析系统
公司名称	济南君意生物科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	像素:500万 变焦镜头:进口六倍变焦镜头 CCD:进口低照度高分辨率数字CCD
公司地址	山东济南市天桥区济齐路14-6号
联系电话	18660127229

产品详情

JY04S-3E型 凝胶成像分析系统有效像素：2560 × 1920像素密度：10bit像素尺寸：5.4 × 5.4 (μ m) 分辨率：500万像素信噪比：56db；灵敏度：可检测出低于20pgEB染色的双链DNA摄像
头：进口低照度高分辨率数字CCD变焦镜头：F=1:1.2，2/3英寸进口6倍变焦镜头滤光片：590 (nm) 紫外光透射面积 (W × L)：210 × 210 (mm) 可见光透射面积 (W × L)：210 × 250 (mm) 透射紫外光源波长：302 (nm) 反射紫外光源波长：254、365 (nm) 透射紫外灯管功率：302nm (8W) 反射紫外灯管功率：254nm (11W)、365nm (11W) 外形尺寸 (L × W × H)：470 × 405 × 820 (mm) 净重：29.0 (kg) 厂家在济南设有正规办事处及工程师，2小时内相应客户售后问题。性能特点
配备进口低照度高分辨率数字CCD，便于捕捉微弱谱带、实时浏览、全屏显示、操作简便；
配备进口6倍变焦镜头，便于凝胶的缩放观察；凝胶放置中心指示灯，方便凝胶放置在中心位置；
智能化控制暗箱：可通过面板实现对变焦、聚焦、光圈、紫外灯及白光灯的控制功能；
具有开门自动断紫外线功能、及用于切胶的紫外强制开关；具有紫外灯自动延时关断功能；
具有对电动变焦镜头的驱动保护功能，RS232接口或USB接口；
抽屉式活动胶台（配专用切胶罩），便于观察、操作、切胶；
配备超薄（透射）磷屏转换板和（反射）白光源；采用多层镀膜滤光镜组，有效滤除背景干扰噪声；
可通过电脑实现对变焦、聚焦、光圈、紫外灯及白光灯的控制功能；
系统由规范可靠的模块化部件组成，易于维修或更换部件；可选配品牌计算机和打印机。产品用途JY系列凝胶成像分析系统适用于电泳结束后对凝胶谱带的观察、拍摄和分析。借助于高分辨率CCD和变焦镜头，获取到肉眼难以识别的微弱电泳谱带，采用专用滤光镜组有效滤除背景干扰噪声，同时最大程度地控制溴化乙锭（EB）的污染和紫外线泄露，实现简捷地对电泳结果进行屏幕放大显示、保存、标记或编辑、整理实验报告、打印、网上传输等，摆脱实验人员繁琐的操作过程，达到普通紫外分析仪或胶片观察箱难以比拟的功效。北京君意东方JUNYI品牌JY04S-3C JY04S-3D
JY04S-3E型凝胶成像济南君意生物科技有限公司专业销售北京君意东方JUNYI品牌JY04S-3C JY04S-3D
JY04S-3E型凝胶成像电泳仪电泳槽水浴锅恒温水浴冻干机冷冻干燥机真空冷冻干燥机
真空泵油超声波细胞破碎仪超声波细胞粉碎机金属浴恒温金属浴干式恒温器索氏提取器、脂肪测定仪、粗脂肪测定仪、提取瓶、抽提瓶，以及恒温设备、超声波仪器设备、光催化仪器设备、小型干燥设备以及各种实验室常规仪器设备地址：济南市历下区花园东路3333号电话：18660127229
15866648448联系人：侯经理

上一篇：JY04S-3C 凝胶成像分析系统

下一篇：JY-CLear ECL 型 化学发光凝胶成像分析系统

相关阅读：

北京君意东方JY04S-3E 凝胶成像分析系统2013.12.19

JY-CLear ECL 型 化学发光凝胶成像分析系统2013.12.19

JY04S-3C ????????