

# 药物残留快速测试仪

产品名称	药物残留快速测试仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

一、机台名称:药物残留快速检测仪

二、型号 : CSY-E96Y

三、仪器简介 :

药物残留快速检测仪深芬仪器生产的CSY-E96Y药物残留快速检测仪采用固相酶联免疫吸附ELISA的原理,即酶联免疫法;药物残留快速检测仪可定量快速检测阿莫西林、孔雀石绿、磺胺类、黄曲霉毒素(B1 , B2 , G1 , G2 M1 M2)、疾病诊断、三聚氰胺检测、恩诺沙星、环丙沙星、红霉素、氯霉素、土霉素、四环素、磺胺类(总量)、喹乙醇、己烯雌酚等有毒有害物质及抗生素残留检测。并且可以连接食品安全监控系统。药物残留快速检测仪广泛应用于养殖场、屠宰场、肉产品深加工企业、检验检疫单位使用。

四、技术参数 :

波长范围:300nm-1000nm

波长准确度:  $\pm 2\text{nm}$

吸光度范围: 0.000~4.000ABS

分辨率 :0.001Abs

稳定性 :  $\pm 0.001\text{A/hr}$

透射比重复性: 0.5%T

光源 : 进口LED

样品池 : 微孔板

96通道设计，9通道光路系统，其中8路光源用于96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源，作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。

准确性高：采用进口特制LED光源，具有良好的波长准确度和重复性，全面提高检测结果的准确性。

自动化程度高：仪器自动诊断系统故障、波长校准：自动校准

仪器使用寿命长：采用LED光源，自动开关节能设计，非连续工作模式。使用寿命可达10年

仪器自动硬盘存储测量数据。内置微型热敏打印机，终身无需更换色带，可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称、含量、是否合格、检测日期、检测单位。更能体现检测结果的权威性，并利于公示

药物残留快速检测仪内置以太网卡接口，可实现无线传输数据，无线上网，收发邮件等

windows电脑操作程序，彩色液晶触摸屏操作，操作简捷方便

药物残留快速检测仪内置振荡功能，可根据需要编辑振荡形式，促使终止液充分混匀，保证结果的可靠性。

具有查询、打印、汇总、报表等功能，可直接输出检测结果，软件终身免费升级

配备RS-232接口和USB口，可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件，可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。