

腹透液恒温箱（电热恒温箱）

产品名称	腹透液恒温箱（电热恒温箱）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	69845.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

腹透液恒温箱（电热恒温箱）相关-预防低体温的保温护理措施

1. 加强病人温度监测:对手术病人常规监测体表温度，维持体温在36℃以上。
2. 保暖：接送患者术前任何时候都不要暴露患者，尽可能避免通过寒冷的过道。患者在进出手术室的途中，应给予足够的包裹，使之与周围的冷空气隔离。
3. 规范手术室的温度：手术室温度太高，会增加细菌繁殖，造成手术创口污染，手术室温度保持在22—25℃，相对湿度40%~60%为宜，新生儿及早产儿手术室将室温保持在27—29℃。
4. 术中在非手术区域的四肢和躯干用棉被、肩垫、手臂保暖棉垫等覆盖以减少散热。
5. 新生儿辐射保温台：辐射台温度调至28℃，将剖腹产出生的新生儿用小被子包好，放在辐射台上，为其保温。
6. 液体加温对输入体内的液体和血液制品加温至37℃，可以预防低体温的发生

腹透液恒温箱（电热恒温箱）产品用途-

围术期低体温是外科手术患者常见的并发症之一,它不仅能够延长*的作用时间,使苏醒延迟,而且还能够增加围术期的失血量,增加心血管意外以及降低术后免疫力。对于冲洗的药品加温是一项简便易行的护理措施,能够有效降低脊髓损伤患者围术期低体温的发生率。福意联手术室液体加温箱可用于冲洗液的加温,减少术后并发症。本产品适可加温液体药品、冲洗液、甘露醇、造影剂、透析液、B液等。

腹透液恒温箱（电热恒温箱）产品参数：

腹透液恒温箱（电热恒温箱）相关-

护理干预措施对开腹手术患者术中低体温及其并发症的影响。方法选择择期开腹手术患者 120例,随机分对照组和实验组,每组60例,对照组采取常规手术护理措施,实验组在常规护理基础上,采用不同保温措施,选择3个时间点监测生命体征,术后从7个方面观察各项临床指标,比较2组患者生命体征及尿量、清醒时间、拔管时间、引流量、寒战、躁动等情况。结果2组患者术前生命体征及各项临床指标比较显著性差异 ($P < 0.05$),术中及术后1 h生命体征及各项临床指标比较均存在显著性差异 ($P < 0.05$)。结论采用适当的护理干预措施可有效预防开腹手术患者术中低体温发生,并可降低其并发症的发生率。腹透液恒温箱（电热恒温箱）