

生物医用低温冰箱(冷藏冷冻一体)

产品名称	生物医用低温冰箱(冷藏冷冻一体)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

生物医用低温冰箱(冷藏冷冻一体)简单介绍 公司经过多年的努力,公司的产品和服务已经遍及高校、科研院所、医疗、实验室、质检、环境监测、制药、食品、化工等多个行业;建立了便捷的销售和服务网络,为客户提供快捷便捷的服务;在未来的日子里,福意联将一如既往,竭诚为客户服务,再创辉煌。企业介绍--为全球客户提供热情详尽的售前技术咨询,售中技术指导,和完善快捷的售后跟踪服务。多年来,公司始终坚持想客户所想,急客户所急,从而赢得了全国各地客户朋友的支持和肯定。

SOP为标准操作程序(Standard Operating Procedure)的英文缩写,是指统一执行一个特定职责的详细的书面指南。申办者必须备有详细描述如何执行临床试验的标准操作程序以供从事药物临床研究的人员遵循。标准操作程序必须不断根据GCP和其他法律法规要求及时更新。通常标准操作程序中对如何选择研究者、评估研究基地、进行监查访视和原始资料的核对等具体试验的执行步骤进行了规定、甚至有的标准操作程序还就监查员发现可疑问题时应如何处理做出明确规定。在稽查过程中,稽查员将检查标准操作程序是否更新以及申办者的药物研究人员是否严格依照标准操作程序进行操作。此外,许多研究中心还备有自己的标准操作程序,用以指导本基地的研究者实施试验。伦理委员会也有标准操作程序,规定了其成员的组成、审阅程序、归档要求等内容。

- 1.产品由电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统四部分组成。
- 2.智能微电脑数控系统,数字显示屏,按键设计,操作方便。
- 3.制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温。
- 4.PTC加热技术,均匀制冷恒温效果好。 5.品牌压缩机,运转平衡,充分保证整机性能。
- 6.温感探头,显示箱内温度,随时观察箱内温度变化。
- 7.人性化设计:风冷设计,箱内照明,可调节搁架等。
- 8.高温报警,低温报警,故障报警等多重故障报警。
- 9.安全门锁,保障物品的安全性,嵌入式设计,有效利用空间。
- 10.多层搁架设计,可根据需要调节间隙,方便实用,便于清洁。

生物医用低温冰箱(冷藏冷冻一体)特征(选配)

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。
- 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。 3、微电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和按键锁,安全门锁功能,防止出

- 现意外。4、安全门体锁，需钥匙方可开门取放物品。控温面板按键锁，设置好温度后会自动锁上按键，重新设置时需要同时长按温度+和温度-两个键方可解锁。
- 5、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。
- 6、采用新型风道设计，多孔入风是箱体内部温度更均匀，稳定。
- 7、制冷系统与制热系统匹配合理。采用强制翅片式风循环系统，确保箱体恒温无死角。 8、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。
- 9、采用新型全封闭高档压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 10、此产品为可嵌入式设计，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

??, -20???

????????????2~48??????4~38??????0~100??????10~30??????-30~10??????

??

??

??

??

??

??

??

????????????????????-???????????????? ???? ?????????????