

动物咬伤清创机——伤口冲洗机

产品名称	动物咬伤清创机——伤口冲洗机
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 , 相对湿度要求: 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

犬伤冲洗机，也被称为医用外伤冲洗机或犬咬伤清创机。该设备专门用于快速有效地处理动物咬伤所引起的伤口清创，提供了一种方便而安全的解决方案。

犬伤冲洗机对环境温度的要求在5 ~ 40 之间，而相对湿度要求不超过80%。这意味着您可以在广泛范围内使用该设备，无论是在实验室、医院还是其他环境中都能得到良好的工作效果。无论是高温还是低温环境，该设备都能保持良好的工作状态。

适用电源是医用外伤冲洗机另一个重要的属性。它需要20A以上的电源来提供稳定和持久的电力支持，它也兼容220V交流电源供应。这种要求确保了设备的稳定性和持久性，为您提供可靠的工作环境。

冲洗时间是犬伤冲洗机的另一个关键属性。它的冲洗时间大于15分钟，这意味着设备能够提供充足的冲洗时间，以确保伤口得到适当的清洁和消毒。这非常重要，因为伤口清创的过程需要足够的时间，以最大限度地减少感染的风险。

犬伤冲洗机还具备一些您可能忽略的细节和知识。例如，它采用了先进的冲洗技术，可以通过喷射水流的方式彻底清洁伤口，并帮助去除沉积在伤口上的细菌和污垢。此外，犬伤冲洗机还配备了一些特殊的喷头，以确保冲洗的全面和均匀，从而更好地促进伤口的愈合。它还具有用户友好的界面设计，方便操作和控制，让您轻松完成各种任务。

总而言之，犬伤冲洗机是一款功能强大、易于操作和高效的医疗设备。它的环境温度要求、适用电源和冲洗时间等属性使其成为伤口清创处理中的理想选择。