

壁挂式医用创口冲洗器_适用犬伤门诊

产品名称	壁挂式医用创口冲洗器_适用犬伤门诊
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

河南煜博生物科技有限公司为您推荐壁挂式医用创口冲洗器，该产品特别适用于犬伤门诊。下面我们将从环境温度要求、适用电源和冲洗时间三个属性进行详细描述，帮助您更好地了解并选择购买。

环境温度要求：壁挂式医用创口冲洗器的使用温度范围为5 ~ 40 。在此范围内，该冲洗器的性能和稳定性都能得到充分保证。温度过高或过低可能影响设备的正常运行，并对冲洗效果产生不利影响。

相对湿度要求：在使用壁挂式医用创口冲洗器时，要求环境相对湿度不超过80%。过高的湿度可能导致设备内部结构损坏或腐蚀，降低设备的寿命。因此，适当控制湿度水平是使用该产品的重要条件之一。

适用电源：壁挂式医用创口冲洗器需要20A以上的220V交流电源。这个电源标准旨在提供足够的电力支持，以确保冲洗器的正常运行和高效冲洗效果。请您确保设备所在地的供电环境符合这个要求，以免造成设备无法正常运行。

冲洗时间：为了保证充分冲洗和消毒效果，壁挂式医用创口冲洗器的冲洗时间应大于15分钟。15分钟的冲洗时间能够有效清洁和冲刷创口，避免细菌感染。而且，它还具有自动停止功能，当冲洗时间达到预设时间后会自动停止工作，避免冲洗过度引起不必要的舒适。

，壁挂式医用创口冲洗器是一款优质的设备，非常适用于犬伤门诊。它不仅具有适应各种环境温度要求和相对湿度要求的能力，还能够提供稳定而高效的冲洗效果。