

犬咬伤清创机-狂犬伤口暴露处置门诊

产品名称	犬咬伤清创机-狂犬伤口暴露处置门诊
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

欢迎选购我们的犬咬伤清创机-狂犬伤口暴露处置门诊产品！我们是河南煜博生物科技有限公司，致力于为广大用户提供高质量的医疗设备和解决方案。

我们的犬咬伤清创机专为处理狂犬伤口暴露而设计，它具有多个重要属性，确保在门诊环境中能够安全、高效地进行清创工作。

环境温度要求：5 ~ 40

犬咬伤清创机在此温度范围内工作较佳，保证设备的正常运行和操作人员的舒适度。

相对湿度要求： 80%

为了确保犬咬伤清创机的长期稳定性和可靠性，我们建议使用环境相对湿度不超过80%的情况下操作该设备。

适用电源：20A以上220V交流电

犬咬伤清创机需要充足的电力供应来运行，建议使用20A以上的220V交流电，以保证工作时的稳定性。

冲洗时间：大于15min

在处理犬咬伤伤口暴露时，冲洗时间是非常重要的。我们的犬咬伤清创机提供大于15分钟的冲洗时间，以确保伤口得到彻底清洁。

此外，我们的犬咬伤清创机还具备以下优势：

智能控制系统：设备采用智能控制系统，可以根据实际伤口情况进行自动调节，提供较佳的清创效果。

高效清洗喷嘴：设备配备高压喷嘴，可以有效清洗伤口，去除污物和细菌。

可调节冲洗力度：用户可以根据伤口情况，自由调节冲洗力度，避免对伤口造成过度刺激。

易于清洁和维护：设备的结构简单，易于清洁和维护，在使用过程中可以减少操作人员的工作量。

我们非常重视产品的质量和性能，所有的犬咬伤清创机均经过严格的品质控制和测试，以确保其安全可靠。为了给您提供更好的服务，我们还提供产品的售后支持和维修服务。

如果您对我们的犬咬伤清创机感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我们期待与您合作，为您提供优质的产品和满意的服务。