

医用创口冲洗机--犬伤处置门诊

产品名称	医用创口冲洗机--犬伤处置门诊
公司名称	河南煜博医疗器械制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80 % 适用电源:20A以上220V交流电 冲洗时间:大于15min
公司地址	郑州经济技术开发区经北一路16号2号楼综合楼3层
联系电话	17337773193 17337773193

产品详情

医用创口冲洗机是一种专用于犬伤处置的门诊设备，能够有效地清洁并消毒伤口，促进伤口愈合。该设备具有多项优势，具体包括以下几个方面。

对环境温度要求:5 ~ 40 ，相对湿度要求： 80%

医用创口冲洗机对环境温度和相对湿度有一定要求，这是为了保证其正常运行和使用效果。在环境温度过高或过低的情况下，设备的性能可能受到影响，从而无法达到预期的效果。湿度过高可能导致设备内部的电路元件受潮，引起设备故障。因此，为了确保医用创口冲洗机的正常运行，使用时应注意环境温度和湿度的控制。

适用电源:20A以上220V交流电

医用创口冲洗机需要稳定的电源供应才能正常运行，因此其适用电源要求为20A以上220V交流电。这是因为设备在工作过程中需要消耗较大的电流，并且对电压的稳定性要求较高，以确保设备正常运行并提供稳定的水流和温度。因此，在购买医用创口冲洗机时，需注意电源情况，避免因电流不足或者电压不稳定而影响设备的使用效果。

冲洗时间:大于15min

医用创口冲洗机将流体喷洒到伤口上，清洁和消毒创口的目的是为了促进伤口愈合。因此，冲洗时间也是一个重要的参数。医用创口冲洗机的冲洗时间应大于15分钟，以确保能够充分清洁伤口表面和深层，去除污物和细菌，从而减少感染的风险，促进伤口的愈合。因此，在使用医用创口冲洗机时，需要根据伤口情况和医生的建议，合理调整冲洗时间以达到较好的效果。

由河南煜博生物科技有限公司生产的医用创口冲洗机，符合上述要求，并且还有其他诸多优势。比如，

设备操作简单方便，具有良好的人机交互界面，可以根据需要进行冲洗模式的选择，从而满足不同伤口的处理需求。此外，设备还拥有可调节的水流和温度功能，可以根据伤口的特点和患者的需求进行调节，保证冲洗的舒适性和有效性。值得一提的是，该设备还采用了先进的消毒技术，可以有效杀灭细菌，降低感染的风险。因此，我们诚挚地推荐河南煜博生物科技有限公司的医用创口冲洗机，相信它将为犬伤处置门诊提供可靠的解决方案。