

放置生理盐水输液用加温箱(医用PP内胆)

产品名称	放置生理盐水输液用加温箱(医用PP内胆)
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	温度:2~48 /0~100 价格:含税运 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

放置生理盐水输液用加温箱(医用PP内胆)简单介绍 价格优势：直接供货，零距离，产品更有保证 货物保障：仓库系统，充足的货物保障，检测-发货一体化 服务好：多年的售后团队，一对一的贴心服务 福意联产品广泛应用于实验室，生物、医学研究、医疗临床、环保、化工、畜牧等领域中各种物品的中长期保存，公司始终贯彻“以人为本、诚信为先”的经营思想，立志为用户提供的产品和服务。

*.安全系统

完善的报警系统，有声音蜂鸣报警，高低温报警功能，断电报警，温感故障报警功能，按键消除门体安全锁功能，更安全的保存物品 *.温控系统 微电脑控制，数字LED显示 控温均匀，精确度为 ± 1 ，

*.制冷,制热系统 直流内风机，风循环式结构，合理设计风道和，箱内温度均匀

合理设计蒸发器，有效增大制冷面积，制热面积，降温升温速度 *.人性化设计

超静音设计，低功耗，绿色 多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理的调整间隙，充分利用空间

具有安全锁码功能，可包成设定温度的记忆稳定性，防止不经意碰触，使温度发生变法。

宽电压设计，适合电压不稳定地区。 放置生理盐水输液用加温箱(医用PP内胆)特征（选配）

1、具有很宽的温度控制范围从2-48 和0-100 温区选用，可满足用户的各种需要。 2、采用平衡调温方式，可调节理想的温度环境，具有稳定平衡式加热能力，可进行高精密、高稳定的温度控制。

3、温度控制采用精端研发的温控器。

4、具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的机能，操作简单。 5、箱内温度设定采用触摸按键设定器，使设定简单易行，具有偏差修正功能，经过调整可获得更为准确的控温条件。 6、箱门采用大面积透明中空钢化玻璃门，箱体内部装有LED照明灯，在夜间可方便地观察物品的实时状态。

多中心试验是由多位研究者按同一试验方案在不同地点和单位同时进行的临床试验。各中心同期开始与结束试验。多中心试验由一位主要研究者总负责，并作为临床试验各中心间的协调研究者。

多中心试验的计划和组织实施要考虑以下各点：

(一)试验方案由各中心的主要研究者与申办者共同讨论认定，伦理委员会批准后执行；

(二)在临床试验开始时及进行的中期应组织研究者会议；(三)各中心同期进行临床试验；

(四)各中心临床试验样本大小及中心间的分配应符合统计分析的要求；

(五)保证在不同中心以相同程序管理试验用药品，包括分发和储藏；

(六)根据同一试验方案培训参加该试验的研究者；(七)建立标准化的评价方法，试验中所采用的实验室和临床评价方法均应有统一的质量控制，实验室检查也可由中心实验室进行；

(八)数据资料应集中管理与分析，应建立数据传递、管理、核查与查询程序；

(九)保证各试验中心研究者遵从试验方案，包括在违背方案时终止其参加试验。多中心试验应当根据参加试验的中心数目和试验的要求，以及对试验用药品的了解程度建立管理系统，协调研究者负责整个试验的实施。