

碘放射性溶液自动分装仪（内置于通风橱内碘-131全自动核素分药仪）

产品名称	碘放射性溶液自动分装仪（内置于通风橱内碘-131全自动核素分药仪）
公司名称	北京华瑞森科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华瑞森科技 型号:HRS-003 产地:北京
公司地址	huarui51266093@163.com
联系电话	86-010-57118919 18001279800

产品详情

HRS-003碘放射性溶液自动分装仪（内置于通风橱内碘-131全自动核素分药仪）

HRS-003碘-131放射性溶液自动分装仪（内置于通风橱内碘-131全自动核素分药仪）具有全自动化，针对传统操作中医务人员必须用手接触源药瓶遭受放射源瞬间巨量辐射的现实，专门重点设计的内置活度计，专门用来实时测量、显示总活度、剩余药物活度；高清视频监控、双向语音交流系统；选配：外置RM905a/CRC-55TR活度计，实时测量分装到口杯中的碘-131活度，保证分装的准确性；远程视频、语音能让医生觉得病人和设备近在咫尺，避免错误的发生。

主要特点：1. *自动分配方式：利用活度计实时在线测量放射性活度控制自动分装；2. 剩余药物（总活度）自动实时测量，准确告知剩余药品活度；3. 在线稀释适应微体积及高浓度母液操作；4. 8英寸真彩色液晶触摸屏（或21吋大屏幕显示器）、内置网络接口；中文Windows-CE系统；5. *计算机以太网遥控方式完成隔室操作；6. *独立操作系统活度计，完成非分配样品活度测量；7. *微小体积台式结构，内置与辐射通风橱内，保证了分装室内及医护人员辐射安全。

主要技术指标：1. 分配活度范围：0.1mCi - 1Ci，量程自动转换；2. 分配活度测量精度：2%，采样速率：0.1秒3. 适应全部常规核素及正电子（PET）核素，包括131I、99mTc、和18F等；4. 适应母液体积范围：0-10ml；

5. 可以进行计算机远距离遥控操作，或异地网络遥控操作；6. 快速自动分配操作：每个样品分配速度小于30秒