

实验室防爆气瓶柜

产品名称	实验室防爆气瓶柜
公司名称	优耐特斯工业设备（深圳）有限公司
价格	1950.00/台
规格参数	型号:LF-Q010 颜色:黄色 规格:H1900*W600*D450 MM
公司地址	深圳市宝安区松岗街道大田洋西坊工业区世峰工业园B1栋1楼
联系电话	13691820213

产品详情

实验室防爆气瓶柜介绍：

气瓶柜分为三种：普通型、自动报警型、智能防爆型。由于实验室的特殊要求，实验室气瓶属于危险物品，我们必须将其安全的储存起来，以免发生意外。今天，我们来介绍一下智能防爆型气瓶柜；智能防爆型气瓶柜采用双层结构，视窗选择防爆玻璃，防爆探头，防爆风机。优耐特斯防爆气瓶柜，值得信赖！

实验室防爆气瓶柜结构参数：

- 1.规格为单瓶(600*450*1900),双瓶（900*450*1900），三瓶（1200*450*1900）
- 2.用1.0mm优质冷扎钢板，表面均需经过严格的酸洗、磷化处理后，再进行环氧树脂静电喷涂耐腐蚀处理，耐潮耐热。
- 3.高敏探头检测漏气自动排风报警。
- 4.气敏探头灵敏度：煤气0.3% ± 10%；液化石油气0.3% ± 10%；天然气0.5% ± 10%；环境温度：-10% ~ 40%。

实验室防爆气瓶柜特点：

- 1、柜体：采用1.0mm厚宝钢优质冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过环氧树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果；
- 2、门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为防爆玻璃；
- 3、PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动；
- 4、固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒；
- 5、踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸；
- 6、拉手：采用嵌入式高强度拉手。
- 7、报警器：可选择专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体如甲烷、乙炔、煤气等；
- 8、声光报警系统：当柜内传感器检测到气

体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风；9、自动排风系统：当柜内传感器检测到气体泄漏并报警的同时，顶部风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

。

实验室防爆气瓶柜工作原理：

1，接通220V电源。

2，A、按下电源开关，电源指示灯亮，燃气报警系统接通电源，5分钟后处于检测状态。

B、如有气体泄漏，检测报警器开始报警，10秒钟后警灯发光，语音系统开始报话，风机起动排风。

C、时间定时器进入工作状态，每20分钟排风一次，每次排风2-5分钟。

1，如需强制排风，按下风机起动开关，风机开始排风。

2，在使用气瓶柜禁止断电。电压保证在170-240V之间，否则后果自负；在不使用时可以断电。

实验室防爆气瓶柜售后服务：

本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，优耐特斯工业设备（深圳）有限公司郑重承诺：在确保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售前到售后的交货、调试开通、设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放心。

。