

豫北卫材 脱脂棉 医用棉签

产品名称	豫北卫材 脱脂棉 医用棉签
公司名称	河南省豫北卫材有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:豫北卫材 型号:多种规格,不同规格不同价格 产地:河南省新乡市长垣县
公司地址	河南 长垣县 河南省蒲东工业园区
联系电话	15090305663 15090305663

产品详情

【产品名称】：医用棉签

【规格型号】：8cm、10cm、12cm、15cm、18cm、20cm、25cm

【产品标准编号】：YZB/豫0659-2014《医用棉签》

【注册证编号】：豫械注准20152640262

【生产许可证编号】：豫食药监械生产许20150112号

【结构组成】：本产品由医用脱脂棉和竹(木)棒捻合而成。

【产品性能】：1、棉签的竹棒应光滑、无毛刺;棉头应洁净、无杂质，成形大小要均匀;

2、结合牢固度 棉签头与棒应结合牢固，棉头尾部与竹棒要捻紧，头部要膨松，不得自然脱落。在施加2.5N的轴向静拉力，持续10S作用下，棉头与棒不得分离。

3、棉签头性能

3.1白度:剥离棉签头的医用脱脂棉,其白度应不低于60度。

3.2水中可溶物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在100ml供试液中遗留残渣应小于0.5%。

3.3酸碱度：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在100ml供试液中加酚酞指示剂不得显粉红色，加溴甲酚紫指示剂不得显黄色。

3.4 易氧化物：剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液，在10ml供试液中加0.1%高锰酸钾溶液10滴,5min内红

色不得完全消失。

3.5吸水时间: 剥离棉签头的医用脱脂棉应于10s内沉于液面以下。

3.6 吸水量: 剥离棉签头的医用脱脂棉,每克试样的吸水量应不少于10g。

3.7醚中可溶物: 剥离棉签头的医用脱脂棉制成供试液, 每100ml供试液中遗留残渣应小于0.5%。

3.8干燥失重: 剥离棉签头的医用脱脂棉称取2g干燥至恒重, 减失质量不得大于8.0%。

3.9灼灼残渣: 剥离棉签头的医用脱脂棉称取2g干燥至恒重, 供试液中的遗留残渣不得大于0.5%。

3.10表面活性物质: 供试液中表面活性物质泡沫不得超过2mm。

4、棉签应无菌。

5、棉签经环氧乙烷灭菌, 环氧乙烷残留量应不大于10mg/kg。

【适用范围】: 临床用于蘸取消毒液后, 对完整皮肤消毒使用。

【生产日期】: 见合格证或包装封口处。

【生产批号】: 见合格证或包装封口处。

【失效日期】: 见合格证或包装封口处。

【配置清单】: 暂无。

【注意事项】:

- 1、本品经环氧乙烷灭菌, 无菌有效期两年;
- 2、包装破损禁止使用;
- 3、本品为一次性使用, 用后销毁;

【贮存】: 贮存在相对湿度不超过80%,干燥通风、清洁、无腐蚀性气体的库房内。

【禁忌症】: 暂无

【注册人名称】: 河南省豫北卫材有限公司

【住所】: 长垣县蒲东工业园区

【联系方式】: 18737387539

【售后服务单位】: 河南省豫北卫材有限公司

【生产企业名称】: 河南省豫北卫材有限公司

【住所】: 长垣县蒲东工业园区

【联系方式】：0373-8816226/8816227【传真】：0373-8816228

【生产地址】：长垣县蒲东工业园区

【编制日期】：2015年5月18日