

# 总磷在线分析仪，磷离子在线分析仪

产品名称	总磷在线分析仪，磷离子在线分析仪
公司名称	厦门清创环保科技有限公司
价格	10000.00/套
规格参数	品牌:厦门清创 型号:QCZL-TP 测量范围:0.05-1 mg/L
公司地址	厦门市湖里区殿前第一工业区8号厂房5楼之六
联系电话	0592-5630657 13178255285

## 产品详情

清创QCZL-TP型总磷在线分析仪测量原理：

产品采用最新的流动注射分析技术，通过微量控制系统将水样及试剂溶液进行精确定量的间隔混合，迅速进行化学反应，并使显色剂溶液的颜色发生变化，待化学反应稳定后，通过测量其吸光度的变化，可准确、稳定的测量各种水体中的化学成分。

清创QCZL-TP型总磷在线分析仪主要特点：

- (1) 试剂消耗量小，同时排废量低，造成的二次污染低。
- (2) 模块化设计，单参数模块体积小，可实现一机多参同时测量，易于系统的优化及扩展。
- (3) 采用原装进口多通道联体阀和高精度蠕动泵，组成高精度计量系统。
- (4) 依据仪器的特点，通过软件算法对仪器的整个测量过程进行动态分析，智能判断及补偿化学反应所产生的信号量，以保证仪器准确性并智能的分析实际水样。
- (5) 具有数据超标、试剂不足、仪器故障、未采到水样等报警功能、自动诊断功能，当出现断电、断水时，再次上电，系统可自动恢复运行状
- (6) 采用大容量存储硬盘，可连续存储5年历史数据。大屏幕触摸操作，良好风格的人机交互设计使操作更简单。
- (7) 仪器自带自动稀释单元，保证同一台仪器不需要更换任何部件能够测试任何范围内的浓度值。
- (8) 仪器设计结构简单、简洁易懂的人机操作界面，保证不同用户都能使用操作仪器。主要零部件均采用进口著名品牌的元器件，提高了仪器零部件运行可靠性，降低了仪器故障率。

清创QCZL-TP型总磷在线分析仪技术参数：

原理	钼酸铵分光光度法,国家标准GB11893-89
量程	0.05-1 mg/L 可扩展
检测下限	0.05 mg/L
零点漂移	± 5% F.S
量程漂移	± 5% F.S
重复性	3%
准确度	± 5%
显示单元	12232点阵显示、7英寸LCD触摸显示屏双显示
测量方式	手动测量、连续测量、周期测量、定点测量
主要功能：	手动校正、自动周期校正、自动定时校正、手动清洗、自动周期清洗、手动标液核查、超标报警等
测量周期	15分钟至24小时可任意调节扩展
无故障运行	>720小时
存储数据	存储数据五年
通讯接口	2路4-20mA，1路RS232
环境温度	5 -40
环境湿度	不大于90%RH
电源要求	额定电压AC ( 220 ± 22 ) V 频率50 ± 1%Hz
尺寸	505*395*760 (长*宽*高 单位mm)

关键字：总磷在线分析仪，磷离子在线分析仪，总磷在线监测仪表