

NC-50农残检测仪水果农残检测农药残留速测仪

产品名称	NC-50农残检测仪水果农残检测农药残留速测仪
公司名称	无锡万佳力合农业发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区智慧路19-606
联系电话	13915299876

产品详情

农药残留速测仪NC-50优点：1、依据标准：既可依据国标GB/T5009.199-2003，又可依据行标NY/T448-2001检测；2、乙酰胆碱酶、丁酰胆碱酶通用设计，可在设置中选择相应酶试剂进行检测；3、微机通讯接口，带上位机软件，既可电脑操控也可独立操作仪器；4、大容量存储器，能存储35000条以上数据，并能根据时间或序号查询所存储的任意一组原始数据；5、配备嵌入式热敏打印机，快速自动打印检测结果；6、仪器有相关技术，能克服生姜、葱、韭菜、芹菜、辣椒等至少30种蔬菜检测结果呈假阳性问题。7、仪器配套软件具备自动修正色素干扰功能。8.原装进口长寿命无热固态光源，精度高，性能稳定、光源可控，大大延长使用寿命；9、智能判断通道内是否放有样品，三分钟内出检测结果；10、仪器配套完整功能的检测分析软件，可以对数据按照单位、检测人员、名称、日期、合格率等因素统计汇总、查询、并转存成word、excel等格式11、特有的酶试剂活性判定功能，自动判断试剂是否有效，失效自动报警；12、操作过程中的每一步都有声音提示，出现故障或操作错误都有报警提示，并显示在液晶显示屏上；13、彩色LCD大屏幕显示，可实时显示测量过程中各种数据、测量结果和其他操作提示信息，实现良好的人机对话功能；14.可选配汽车电源接口，方便用户装备流动检测车；15.双列式暗盒设计，操作方便，可同时测5个样品；16.可以通过GPRS模块，将数据无线传输到手机或者指定网络；（选配）17.内置大容量充电电池，可以在掉电后工作4小时以上，同时，仪器可配汽车电源接口，置于流动检测车上使用；（选配）18.支持农产品安全检测信息网络,即时信息传输功能，通过软件接口与农产品安全检测信息网络数据库对接，即时把监测结果传送至农产品安全监测信息网络，实现实时监测功能。（选配）