

# 水产品（肉类）药物残留快速检测仪

产品名称	水产品（肉类）药物残留快速检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深芬仪器 型号:CSY-E96S 产地:深圳
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道观澜荣昌工业园3栋5层
联系电话	0755-32916900 13312922783

## 产品详情

一、机台名称:水产品（肉类）药物残留快速检测仪

二、型号：CSY-E96S

三、仪器简介：

水产品（肉类）药物残留快速检测仪深芬仪器生产的CSY-E96S水产品（肉类）药物残留快速检测仪采用固相酶联免疫吸附ELISA的原理,即酶联免疫法；水产品（肉类）药物残留快速检测仪可定量快速检测阿莫西林、孔雀石绿、磺胺类(总量)、重金属、恩诺沙星、环丙沙星、红霉素、氯霉素、土霉素、四环素、磺胺类(总量)、喹乙醇、己烯雌酚等有毒有害物质及抗生素残留检测。并且可以连接食品安全监控系统。

四、水产品（肉类）药物残留快速检测仪技术参数：

波长范围:300nm-1000nm

波长准确度:  $\pm 2$ nm

吸光度范围: 0.000~4.000ABS

分辨率 :0.001Abs

稳定性：  $\pm 0.001$ A/hr

透射比重复性: 0.5%T

光源:进口LED

样品池:微孔板

水产品(肉类)药物残留快速检测仪96通道设计,9通道光路系统,其中8路光源用于96孔板的光路信号检测。另外一道光路用于校准光源,作光源系统的补偿及光源工作情况的监测。

准确性高:采用进口特制LED光源,具有良好的波长准确度和重复性,全面提高检测结果的准确性。

自动化程度高:仪器自动诊断系统故障、波长校准:自动校准

仪器使用寿命长:采用LED光源,自动开关节能设计,非连续工作模式。使用寿命可达10年

仪器自动硬盘存储测量数据。内置微型热敏打印机,终身无需更换色带,可实时打印检测结果检测报告可打印样品名称、含量、是否合格、检测日期、检测单位。更能体现检测结果的权威性,并利于公示

水产品(肉类)药物残留快速检测仪内置以太网卡接口,可实现无线传输数据,无线上网,收发邮件等

windows电脑操作程序,彩色液晶触摸屏操作,操作简捷方便

水产品药物残留检测仪内置振荡功能,可根据需要编辑振荡形式,促使终止液充分混匀,保证结果的可靠性。

具有查询、打印、汇总、报表等功能,可直接输出检测结果,软件终身免费升级

配备RS-232接口和USB口,可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件,可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。

以上是水产品(肉类)药物残留快速检测仪的全文信息,如果您想了解更多水产品(肉类)药物残留快速检测仪产品资料以及水产品(肉类)药物残留快速检测仪的产品说明书请致电深圳市芬析仪器制造有限公司

核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、技术保障

质量过硬:ISO:9001质量管理体系、ISO:14001环境管理体系、计算机软件著作权

售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!

目前公司生产专利产品:CSY-R肉类水分测定仪、CSY-G5固含量检测仪、CSY-H5红外快速水分测定仪、CSY-L5卤素快速水分测定仪、CSY-K2微量水分测定仪、CSY-K5卡尔费休水分测定仪、CSY-Z在线水分测定仪、CSY-N16农药残留检测仪、CSY-SDC煎炸油品质检测仪、食用油品质检测仪、CSY-E96SY兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、CSY-JA金标卡、检测箱、检测卡、速测盒。