

# 蜂蜜新鲜度检测仪

产品名称	蜂蜜新鲜度检测仪
公司名称	深圳市芬析仪器制造有限公司
价格	11000.00/台
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B1006
联系电话	0755-36681369 17727825649

## 产品详情

蜂蜜新鲜度检测仪CSY-SF8通道蜂蜜新鲜度检测仪能够快速检测蜂蜜中的酸度含量，蜂蜜酸度体现蜂蜜新鲜度的指标之一，酸度越大说明蜂蜜越不新鲜，根据GH/T 18796-2012规定蜂蜜中酸度应  $40\text{ml} (1\text{ mol/L NaOH}) / \text{kg}$ 。

蜂蜜新鲜度检测仪由光源、比色池、高灵敏度集成光电池、微处理器、全汉字大屏幕液晶屏、嵌入式微型热敏打印机、无线传输模块和集成芯片构成，可直接在大屏幕液晶屏上显示出被测样品中相关指标的含  
量，并打印出分析结果，还可以通过计算机接口将数据传输到“食品安全信息系统”终端数据库进行分析。该方法单次检测成本较低、操作简便快速，方便执法人员或生产质控人员现场使用和车载使用。

蜂蜜新鲜度检测仪技术参数：

精度误差： $\pm 3\%$

线性误差： $\pm 5\%$

稳定性： $\pm 0.001\text{A/hr}$

波长准确度： $<2.0\text{nm}$

透射比重复性： $\pm 1\%$

检测下限： $2.5\text{ml} (1\text{mol/l NaOH}) / \text{kg}$  线性范围： $2.5-100\text{ml} (1\text{mol/l NaOH}) / \text{kg}$

线性范围： $0-100\text{ g}/100\text{g}$

数据储存80,00条

比色皿：10 × 10mm标准样品池

外观尺寸：350X290X130(mm)

蜂蜜新鲜度检测仪采用新型仪器结构设计，体积小，便于携带。无机械移动部件，抗干扰、抗振动，8通道设计，同时启动和单通道分别启动两种测量模式。进行多个样品测量时，客户可根据操作熟练程度，自行选择测量模式，最大限度消除通道间的变异系数而引起的测量误差。

准确性高：采用进口特制LED光源，具有良好的波长准确度和重复性，全面提高检测结果的准确性。

自动化程度高：仪器自动诊断系统故障、波长校准：自动校准

仪器使用寿命长：采用LED光源，自动开关节能设计，非连续工作模式。使用寿命可达10年

蜂蜜新鲜度检测仪器自动存储8000条以上测量数据。内置微型热敏打印机，终身无需更换色带，可实时打印检测结果检测报告可打印蔬菜名称，抑制率，是否合格，检测日期，检测单位。更能体现检测结果的权威性，并利于公示

配备RS-232接口和USB口，可通过计算机进行数据处理、统计分析以及结果上传。如选配本公司食品安全监控网络软件，可根据用户要求组建省、市、地、县等各级网络。