

活度计CRC-25R销售代理

产品名称	活度计CRC-25R销售代理
公司名称	广州仪弘电子有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:美国 型号: CRC-25R 产地:美国
公司地址	广州市海珠区东晓路雅敦街4、6号海锦写字楼405房
联系电话	020841700765 18102736868

产品详情

美国CRC-25R放射性活度计技术参数：

crc-25r医用放射性活度计核素活度测量仪使用了最先进的技术，能快速、准确测量样品的放射性活度及显示校正剂量。crc-25r医用放射性核素活度测量仪设计新颖，操作简便，设有9个预先设定的核素键（其中一个核素键用于测量f18，测量值达2.0ci），5个用户可自定义的核素键，以及一个标定键；

crc-25r医用放射性活度计核素活度测量仪可输入多达80个核素，并可将其半衰期储存在内存中。只要输入核素的cal数，就可直接访问多达200个可选核素。

美国crc-25r医用放射性活度计核素活度测量仪特点：

- 1.升级并增加了新功能：设有usb和rs232端口，可连接usb打印机、sd闪存卡和远程显示。
- 2.可进行时间校正，大字符高清晰液晶显示核素名、测量值、单位、活度和标定值
- 3.内存可储存5个自动衰变校正的参考源数据和4个标准源数据
- 4.内置质量控制和系统测试程序
- 5.自动本底扣除和自动调零
- 6.菜单式钼铈分析程序

美国CRC-25R放射性活度计参数：

电离室薄壁深井型高压电离室

电离室尺寸26cm深x6cm直径

电缆长度3.7m

测量范围自动调整测量范围，最大250GBq（6Ci）

分辨率最小0.001MBq（0.01uCi）

仪器界面

显示屏点阵液晶显示屏

数据显示直读Ci、Bq或Ci/Bq测量值

内容显示同位素名称（符号、质量数）、校准因子

电位计

精确度 $\pm 2\%$

线性度 $\pm 2\%$

响应时间根据测量活度不同在2-16s之间

重复性24小时 $\pm 1\%$ ，连续工作状态

操作模式

诊断模式包括全部程序诊断和内存诊断

季度检测包括每日测试、精确度线性度校准。

每日测试包括自动调零、自动本底校准、数据检查、精确度校准、稳定性校准

同位素数据

设置按键8个预设同位素按键、5个用户自定义按键

数量超过200个同位素

系统内存预设80个同位素（校准因数、半衰期）

特殊功能预设按键F-18测量（量程0-2.0Ci）

标准校准源Co-57、Co-60、Ba-133、Cs-137

Mo-99/Tc-99m测量Mo-99洗脱、Tc-99m、Tc-99m/Mo-99比率

计算机接口RS232和USB

兼容性能够兼容标准核医疗数据管理系统

打印机 (可选) Epson Roll、Epson Slip、Okidata

电源100 - 240VAC 50/60Hz 90MA

显示器尺寸12.1 x 25.4 x 26.7 cm

重量2kg