

新一代CO2皮肤点阵私密激光一体机S06型

产品名称	新一代CO2皮肤点阵私密激光一体机S06型
公司名称	武汉华睿创鑫科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	武昌区中南一路三号嘉园大厦2幢22层A号
联系电话	18696125870

产品详情

新一代CO2点阵私密激光S06型随着人们审美观念的不断改变，除了面部和身体外观的整形项目外，私密处整形逐渐成为一种新时尚，被广大女性所追捧，风靡全球。以往的松弛只能通过手术来解决，然而手术风险高、副反应大，因此许多女性放弃了治疗，进而影响了他们的健康及生活质量。随着CO2激光的微脉管重建创新性治疗方案的出现，收紧治疗量迅猛增长，成为美容整形行业内的新的增长点。新一代CO2针对松弛、内环境紊乱、敏感度差，或伴有尿失禁等女性常见问题，提供了一套具有**性的、精确的无痛解决方案：无需麻醉、全程无痛、无休假期，15分钟即可完成治疗，可长期维持紧致效果，是当今女性最受欢迎的身体整形新项目.

随着人们审美观念的不断改变，除了面部和身体外观的整形项目外，私密处整形逐渐成为一种新时尚，被广大女性所追捧，风靡全球。以往的松弛只能通过手术来解决，然而手术风险高、副反应大，因此许多女性放弃了治疗，进而影响了他们的健康及生活质量。随着CO2激光的微脉管重建创新性治疗方案的出现，收紧治疗量迅猛增长，成为美容整形行业内的新的增长点。私密青春激光针对松弛、内环境紊乱、敏感度差，或伴有尿失禁等女性常见问题，提供了一套具有**性的、精确的无痛解决方案：无需麻醉、全程无痛、无休假期，15分钟即可完成治疗，可长期维持紧致效果，是当今女性最受欢迎的身体整形新项目.

治疗原理：

私密青春激光通过CO2激光的微脉管重建作用，组织含氧量会增加，线粒体释放ATP增多，细胞功能更为活跃，进而使黏膜分泌作用增强，颜色变浅，润滑作用增强.同时，通过复原黏膜，使PH值和菌群正常化，减少了感染复发率，使女性生殖组织恢复到更年轻的水平。此外私密激光彻底颠覆传统产道修复方式：无痛、无创解决产后生殖道漏尿、松弛、敏感度润滑度下降及反复炎症的问题。

激光收紧回春术是激光专利三维点阵技术，改变了激光的输出模式，将激光光束分解成上百条相互

间隔的细小光束，以点阵的式作用在皮肤上。

私密激光对

松弛是利用10600nm水分吸收金标准的激光，采用三维点阵技术以及360度环形发射技术的完美结合，在粘膜可控的深度内产生50-70摄氏度的高温，刺激胶原蛋白收缩，重组及重生，从而达到收紧的目的。

RST

Technoclogy不会因温度过高产生表皮烧伤，每次能以同质的热能，作用于几百毫微米厚度的粘膜组织。

私密激光以无创无痛的方式促进 粘膜内胶原纤维收缩、重组及再生，有效改善松弛、干涩、色素沉着等症状。

相比传统的 紧缩手术，

收紧镭射激光技术治疗过程时间比较短，不到半个小时就能完成收紧、口和美白外阴颜色的三大功效，而且整个治疗过程无需麻醉、全程无痛、无休假期、治疗时间短、无不适感、无副作用，可拥有2年以上的紧致效果，高满意度和成功率，是当今女性最受欢迎的身体整形新项目。

治疗范围：

热能放射使Mucosa组织收缩和胶原纤维改善和重组从而使 缩紧。

1缩阴：快速收紧，持久狭窄紧致度提高60%

2美阴：淡化色素，美化**粉嫩度提升70%.

3润阴：提高分泌，消除干涩润滑度提升80%。

4养阴：深层抗衰，防止老化年轻度提升80%。

1.换肤、美白

2.祛除皱纹、紧肤

3.祛除各种疤痕（灼伤、手术遗留、外伤）

4.有效的祛除痤疮、黑斑、色斑

5.有效的祛除黄褐斑和色素沉淀

技术参数：

激光型号：点阵私密激光 1) 激光波长：100600nm

2) 输出功率：1-30W (单脉冲) 3) 矩阵形式：超脉冲光扫描

扫描图形：矩形，正方形，圆形，椭圆形（标配），三角形，六边形和直线扫描的点数：最多400点

脉冲的能量：每一个点是 5mj到100mj 总的脉冲能量：125mj-1kj

焦点光斑直径： 0.1mm (FFLS)， 0.2mm(HFLS) 斑点间隔时间：0.001s

4)指引光束:红色半导体激光（ 5MW）

5)道光系统：七关节扭簧关节臂

6) 控制面板：10.4英寸彩色触摸显示屏 7) 冷却系统：内置密封水冷循环系统

8) 供电电源：100/110V,50-60Hz；230-260V,50-60Hz

私密激光技术优势：

360度自动扫描技术，保证治疗均匀,克服了同类产品操作难度问题

国际最先进的软件技术，预设有常规使用参数

能量，密度，灵活可调，满足专业用户使用

可综合改善女性私密部位多项生理功能

术后无不适感，无需特殊护理

可反复多次治疗，无副作用

新颖独特投资回报高

无创无痛，不需麻醉