

迈松婴儿听力筛查仪

| | |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | 迈松婴儿听力筛查仪 |
| 公司名称 | 济南典浩生物技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省济南市章丘区明水经济开发区济王路北侧博科工业园综合楼2单元207室 |
| 联系电话 | 13869103272 |

产品详情

河南迈松婴儿听力筛查仪，婴儿身体比较稚嫩，各个器官都应小心谨慎对待，迈松听力筛查仪专门针对婴幼儿新生儿设计耳塞，轻便小巧，符合人体设计，检测结果快速出，触屏产品，操作更方便！

河南迈松婴儿听力筛查仪显示屏：

类 型：彩色液晶触摸屏幕

尺 寸：4.3英寸

分 辨 率：480*272

显示色彩：真彩色

背光类型：LED

触 摸 屏：电阻式

河南迈松婴儿听力筛查仪计算机接口

设备接口类型：USB2.0

打印机/调制器接口类型：RS232 6极Mini Din

河南迈松婴儿听力筛查仪产品功能优势及特点

1、采用进口高速嵌入式微处理器，具备了瞬态耳声发射（TEOAE）和畸变产物耳声发射（DPOAE）两种不同的测试手段，性价比更优越。

- 2、中文操作界面及中文打印测试报告，更利于医生的诊断及被测者对检测结果的知晓。
- 3、可存储2000条病例信息，并可通过USB接口连接计算机实现数据共享，将病例信息传输到计算机中进行存储，便于医院对被测者信息的保留，并可支持远程会诊所需的数字化信息。
- 5、测试时间短：单耳测试在40秒内即可完成。更便于被测者的配合。
- 6、测试环境状况要求不高：无需静音室，在一般相对安静的环境下（无吵闹声、不说话）即可完成准确测试。
- 7、内置锂电池，便于充电，每充电三小时，设备可连续工作两小时；
- 8、采用省电模式，系统待机三分钟后自动关闭。
- 9、轻巧的外观设计，便于携带，医生可放置于口袋内，可随时随地对被测者进行检测。

河南迈松婴儿听力筛查仪基本配置

- 1、主机：1台
- 2、高速热敏打印机：1（台）
- 3、探头：1个
- 4、探头套：30个（成人5个，儿童5个，婴儿20个）
- 5、声导管：3个
- 6、数据线及软件光盘：1套
- 7、便携式手提箱1个

婴幼儿听力筛查仪，婴幼儿专用探头，超高清显示屏幕，触摸操作更方便，更多人性化设计，只为提供一台更适合您的产品，欢迎咨询！