

# 迈松婴幼儿听力筛查仪

产品名称	迈松婴幼儿听力筛查仪
公司名称	济南典浩生物技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区明水经济开发区济王路北侧博科工业园综合楼2单元207室
联系电话	13869103272

## 产品详情

河南迈松婴幼儿听力筛查仪品质产品，质量说话，筛查准确，专为新生儿设计，超轻探头，无感设计，让婴幼儿在睡梦中就可测出数据的产品，好产品质量保证，欢迎咨询！

河南迈松婴幼儿听力筛查仪技术参数

### 1、工作条件

1.1 操作环境噪音声最大允许范围：< 40dbSPL

1.2 电源和电池：

电源电压：12V

使用时间：连续使用6小时

充电时间：1.5H

1.3 工作模式：连续

温度范围：10~40

湿度范围：30~80%相对湿度

预热时间：小于20秒 在寒冷环境中存放应延长预热时间

2、产品适用范围：主要用于对婴幼儿进行听觉损失检查。

3、性能特点

3.1 同时具备TEOAE和DPOAE两种不同的测试手段

3.2 全中文界面，图形和数据双重显示，操作简单，测试方便；

3.3设备独有的拒噪功能，可显示环境噪音，可以在脱离静音室的普通环境下正常使用。

3.4采用通用的USB数据格式，实现系统资源共享和网络数据通信。

3.5配有数据安装光盘，可方便详细录入医院名称、病人姓名、性别、年龄、测试日期、医生结论等信息。

3.6 可存入2000条以上的病例信息

4、TEOAE性能：

4.1 刺激声 非线性80Us click序列

4.2听力级范围：60dB ~ 80dBspl分级可调，每级10dBspl，实际输出与显示值误差不大于 $\pm 2$ dBspl。

5、探头性能：

5.1麦克风的声压值  $94\text{dB} \pm 2\text{dB SPL}$ ；

5.2麦克风灵敏度 小于-30 dB

5.3 扬声器（Spk1）和扬声器（Spk2）分别产生1000Hz的声信号时，其声压值： $79\text{dB} \pm 3\text{dB SPL}$ ；

河南迈松婴幼儿听力筛查仪什么是听力筛查

听力筛查就是通过耳声发射、自动听性脑干反应和声阻抗等电生理学检测，在新生儿出生后自然睡眠或安静的状态下进行的客观、快速和无创的检查。国内外报道表明，正常新生儿和高危因素新生儿听力损失发病率的差异较大，正常新生儿约为1‰~3‰，高危因素新生儿约为2%~4%。

河南迈松婴幼儿听力筛查仪厂家研发生产，原装发货，联系我们，价格立减，品质保证不便，无需担心售后，保修卡二年质保，欢迎咨询！联系电话:13869103272