

# 那艾凯氏定氮蒸馏器价格,半微量定氮蒸馏器厂家

产品名称	那艾凯氏定氮蒸馏器价格,半微量定氮蒸馏器厂家
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-DTYZLQ-B 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

## 产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com  
电话:021-5161-9676 手机:138-1708-1849企业QQ:28802-63190 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护望江嘉嘉赢精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

### 产品说明 Product description

NAI-DTYZLQ定氮仪蒸馏器按凯氏定氮法而设计,检测结果符合GB/T6423-94规定指标。DTY系列定氮仪蒸馏器外形美观,操作方便,采用微电脑进行过程控制,具有自动式蒸馏控制、自动加水、自动水位控制、自动停水和水压过低报警等功能。其作用是自来水(纯净水)经冷凝器、稳压器后进入蒸气发生器,产生连续稳定的蒸气,对已消化处理的样品进行蒸馏,经滴定计算出试样的蛋白质含量。整个过程是取样,消化,蒸馏,滴定,计算的原理实验过程。

### 应用范围 Application range

广泛应用于煤炭、电力、冶金、环保、商检、教学等领域对煤和焦炭中的氮含量的测定;

检测粮食、食品、乳制品、饮料、饲料、土壤、水、药物、沉淀物和化学品等中的氨氮、蛋白质氮等含量

### 主要特征 Principal character

- 1.定氮工作用水采用自来水和蒸馏水均可。
- 2.仪器采用一键式操作，只要按下工作键，仪器将按照设定的量自动进行加水、加碱和蒸馏。
- 3.样品蒸馏是自动蒸馏、自动加水、自动水位控制，完成后有声音提示。
- 4.定氮蒸馏器采用了高性能进口碱泵，大大延长了碱泵的使用寿命。
- 5.设置了专门的清洗键，可对碱回路进行清洗，避免碱结晶的产生。

### 技术参数 Technical parameter

- 1.定氮蒸馏器测定品种：粮食、食品、乳制品、饮料、土肥、饲料及其他农副产品
- 2.测定范围：0.1-200mg氮，含氮量0.05%-95%
- 3.回收率：100 ± 0.5%（相对误差，包括消化过程）
- 4.蒸馏速度：< 5分钟/样品
- 5.冷却水消耗：2L/分钟
- 6.重复率：相对标准偏差< ± 1%
- 7.功率：800W
- 8.供水：水压大于0.15MPa水温小于20度
- 9.外形尺寸：380\*330\*740mm
- 10.重量：28kg

### 型号选择 Model selection

产品名称	型号	规格	测定范围	功率W	回收率
定氮蒸馏器	NAI-DTYZLQ-B	电热管带ABS防腐型、手动加水、自动蒸馏	0.1-200mg氮(0.05%-95%)	850	100 ± 0.5%（相对误差，包括消化过程）

NAI-DTYZLQ凯氏定氮蒸馏器|半微量定氮蒸馏器厂家|凯氏定氮蒸馏仪价格

