

# 那艾固相萃取仪操作,固相萃取真空装置价格

产品名称	那艾固相萃取仪操作,固相萃取真空装置价格
公司名称	望江嘉嘉赢电子产品有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:那艾仪器 型号:NAI-YXCQY-24 产地:上海
公司地址	望江县华阳镇雷池大道棉花大市场C1楼2区段AC3幢1单元1楼101、102室
联系电话	0556-5601030 18900560103

## 产品详情

望江嘉嘉赢精密实验仪器设备[上仪器网]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!网站:www.nai17.com  
电话:021-5161-9676 手机 : 138-1708-1849企业QQ:28802-63190 客服QQ:5935-86493[支持仪器批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护望江嘉嘉赢精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

NAI-YXCQY-24 目前圆形固相萃取仪规格有：12孔，24孔，36孔

### 产品说明 Product description

圆形固相萃取仪-24孔属于负压固相萃取装置，是利用固体吸附剂将液体样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的（即样品的分离，净化和富集），目的在于降低样品基质干扰，提高检测灵敏度。

固相萃取操作一般有四步：

活化----除去小柱内的杂质并创造一定的溶剂环境。

上样----将样品用一定的溶剂溶解，转移入柱并使组分保留在柱上。

淋洗----最大程度除去干扰物。 洗脱----用小体积的溶剂将被测物质洗脱下来并收集。

## 应用范围 Application range

圆形固相萃取仪-24孔应用于各类食品安全检测、农产品残留监控、医药卫生、环境保护、商品检验、自来水及化工去色素生产实验室

## 主要特征 Principal character

- 1、12、24、36孔圆形固相萃取仪的整机透明有机玻璃制作，耐腐蚀性强。
- 2、真空槽其壁厚均匀故可承受-0.096Mpa以上的高负压，长期高压使用不变形。
- 3、各处受压均匀，气密性好，稳定性强。
- 4、萃取速度一致性好、控制调整方便。
- 5、多通道可独立控制，接头耐腐蚀。
- 6、圆形固相萃取仪内部试管架由聚四氟制成故有很高的耐腐蚀性。

## 技术参数 Technical parameter

材质：聚四氟乙烯

## 型号选择 Model selection

型号	孔数	气体控制方式	工作区尺寸	压力显示	真空度	流量控制阀
NAI-YXCQY-12	12	独立控制	180x138mm	有压力表	0.098Mpa	12个
NAI-YXCQY-24	24	独立控制	240x138mm			24个
NAI-YXCQY-36	36	独立控制	280x138mm			36个

## 可选模块 Optional module

选配真空泵

24孔圆形固相萃取仪|圆形固相萃取装置|全自动固相萃取仪生产厂家

