

赛普瑞SPR-520 柱温箱色谱柱温箱恒温柱箱

产品名称	赛普瑞SPR-520 柱温箱色谱柱温箱恒温柱箱
公司名称	天津赛普瑞实验设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地C12座303室-68（集中办公区）
联系电话	022-87082833 15332098226

产品详情

SPR-520 柱温箱（色谱柱温箱）（恒温箱）（恒温柱箱）

产品型号柱温箱

产品报价0

产品特点不锈钢材质、卧式侧开门、可容纳两只色谱柱、液晶显示屏、有测温保护装置...

详情 主要参数

长：45cm

宽高：15cm

额定电压：220V

功率：100W

频率：50 ± 0.5Hz柱温箱主要作用1、精确、稳定控制色谱柱工作温度；2、提高色谱柱柱效及灵敏度；3、减少磨损；5、使保留时间相对恒定；6、保证样品分析结果的准确性和重复性；本公司柱温箱特点1、全体采用座四个角为四氟乙烯材质，久用不变色，不留痕迹；2、卧式侧开门柱温箱，适合放置于安捷伦、岛津、V溶剂瓶托盘一个，可容纳三个流动相溶剂瓶，确保了流动相溶剂瓶不易倾倒，防止洒出，其溶剂瓶托盘最大限度的利用了空间。3、本柱温箱可容纳两只色谱柱，卡槽可调节，适合多种规格（3.0mm、4.6 mm、7.8 mm、10.0mm）色谱柱可将保护柱放入柱温箱内，并可安装Rheodyne（罗丹尼）7725i手动进样阀。整体升温加热提高温箱内温度均匀，而且隔热，久用外侧也不烫手。4、和普通国产柱温箱相比，我公司柱温箱温度显示屏为与电脑相连，除了按钮调节温度外还可配合我公司自带软件在电脑上调节温度（精确到0.1℃），使用方便。温度高于90℃时自动断电，使用更加安全，加热温度为室温到90℃，误差为±0.1℃。

目前经营生产项目主要有SPR-DT12溶出度检测仪，SPR-DMD1600溶出介质自动脱气仪，针式过滤器，微孔滤膜，BRIAN液相色谱柱，隔膜泵，柱温箱，三联过滤器，六联过滤器，超声波清洗器等。

代理销售日本岛津、美国安捷伦、美国沃特斯、美国热电、德国默克、日本资生堂、日本昭和、美国PE等品牌，代理国内的上海雷兹、上海精科和上海博讯等品牌的产品。 本公司秉承质量第一、诚信为本的经营理念，以优质的信誉赢得了多年稳定的客户群，并将一如既往，竭诚欢迎您的惠顾。