

拍打式无菌均质器JRA-12P促销

产品名称	拍打式无菌均质器JRA-12P促销
公司名称	无锡杰瑞安仪器设备有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:杰瑞安 型号:JRA-12P 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502 (注册地址)
联系电话	0510-88231586 13961827516

产品详情

拍打式无菌均质器JRA-12P促销产品描述无锡杰瑞安JRA-12P型拍打式均质器，只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中，然后将样品袋放入均质器中即可完成样品的处理。可以有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析，没有样品的变化和交叉污染的危险。广泛应用于食品微生物分析；动物组织、生物样品、化妆品的均质处理；肉、鱼、蔬菜、水果、饼干、药品的微生物分析等领域。

拍打式无菌均质器JRA-12P促销产品特点 大屏幕液晶显示；可储存三组工作程序。 可调整的均质时间；均质速度可调节或固定。 拍击器可调整前后距离；无菌一次性滤袋，保证卫生和安全。 全开启式门，易于清洗；玻璃透明窗口易于观察。 样品与均质仪无接触，如无样品泄露则不需进行系统清洗。 均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需要灭菌处理，不需洗刷器皿。

拍打式无菌均质器JRA-12P促销产品参数

产品型号	JRA-12P
控制方式	微电脑控制3段编程
显示方式	大屏幕液晶显示
拍击时间	0-100min或连续运作
拍击速度	3~12次/秒(10组速度任意设定)
有效容积	3~400ml
无菌袋尺寸	17×30cm
拍击箱体	不锈钢腔体+防腐喷塑面
拍击间距	0~50mm可调
启动模式	柔和启动+随时暂停
有效功率	300W
防夹功能	带自动停止防夹功能
机器可调功能	可装卸视窗+可调拍击板前后间距+钢化玻璃安全门

外形尺寸	380x220x330mm
重量	22kg