

血流变及配套血流变清洗液

产品名称	血流变及配套血流变清洗液
公司名称	潍坊嘉松医疗器械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市昌乐县方山路4700号天桥综合市场6号楼17商铺（注册地址）
联系电话	0536-6251810 15505360658

产品详情

淄博恒拓HT-100A血流变分析仪

*采用美国MOTOROLA高精度压力传感器，将切变率从高到低连续变化时，血流变特性的每一个细节真实准确的反映出来。

*进样、测量、排样、清洗及定标、诊断、故障检测等操作均由计算机控制自动进行。操作简便、灵活，容易掌握。

*清洗方便：自动循环清洗，操作者免受污染。

*机器设有RS485和RS232双接口。

*独特的自动混匀功能，防堵孔功能。

*结果输出：国家标准A4纸输出，可显示动态反应曲线，正常值范围，实现数据与图像同步，并且可按日期、病历号、样品号进行查询编辑及打印。

测试参数：高切全血粘度、中切全血粘度、低切全血粘度、血浆粘度、高切还原粘度、中切还原粘度、低切还原粘度、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、刚性指数、血沉、血沉方程K值、压积、卡松粘度、屈服应力、红细胞计数、血红蛋白及红细胞电泳时间参数；同时可输入血脂、血糖等相关生化值进行综合诊断分析。

*测量方法：压力传感式（血流变第三代先进技术）

切变率范围：1/S~200/S

全血粘度重复性：高切 1%，低切 1%

血浆粘度重复性： 1%

标本用量： 1ml

*测试速度： 60 T / H

温度控制：37 ±0.5

电源：220V ± 10% , 50HZ

操作软件：全中文提示，人机对话式操作,可与生化分析仪联机操作等。

操作系统：WindowsXP操作系统。