

HX-030款低温恒温循环器 低温恒温循环器厂家

产品名称	HX-030款低温恒温循环器 低温恒温循环器厂家
公司名称	无锡杰瑞安仪器设备有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:杰瑞安 型号:HX-030 产地:无锡
公司地址	无锡市新吴区纺城大道298号B5-1502 (注册地址)
联系电话	0510-88231586 13961827516

产品详情

HX-030款低温恒温循环器 低温恒温循环器厂家产品描述 无锡杰瑞安HX系列低温恒温循环器提供-40~105 温度范围内的高、低恒温液体，以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。应用领域：广泛应用于石油、化工，电子仪表，物理，化学，生物工程，医药卫生，生命科学，轻工食品物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个冷热受控，温度均匀恒定的场源，对实验样品或生产的产品进行恒定温度实验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

HX-030款低温恒温循环器 低温恒温循环器厂家产品特点

风冷式高效全封闭压缩机制冷、噪音低、降温迅速。

大屏幕液晶显示、温度精确温定、操作方便快捷。 数显分辨率0.1 、0.01 、0.001 多种选择。

具有温度测量值偏差修正功能，保证控温的精确度。 温度超温保护、传感器异常保护、上限超温报警、温度可设定。低温恒温循环器提供-40~100 温度范围内的低温恒温液体，以满足用冷却水及低温液体去降温或恒温仪器的需要。 先进的内外循环泵系统，内循环使仪器温度均匀恒定；外循环泵输出18升/每分流量的低温恒温液体，最高扬程4.0米。 特别适用于旋转蒸发器、发酵罐、阿贝折光仪、低温化学反应釜、透明玻璃反应釜、生物制药反应器实验设备配套使用。 5升~50升的工作槽容器内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器，直接进行低温试验或测试，实现一机多用。

HX-030款低温恒温循环器 低温恒温循环器厂家产品参数

型号	温度范围 ()	数显分辨率 ()	温度波动度 ()	槽容积 (L)	循环泵流量 (L/min)
HX-08	0~105	0.01	±0.05	8	16
HX-010				10	18
HX-015				15	16
HX-020				20	16
HX-030				30	16

HX-0508	-5~105	0.01	± 0.05	8	16
HX-0510				10	18
HX-0515				15	16
HX-0520				20	16
HX-0530				30	16
HX-1008	-10~105	0.01	± 0.05	8	16
HX-1010				10	18
HX-1015				15	16
HX-1020				20	16
HX-1030				30	16
HX-1508	-15~105	0.01	± 0.05	8	16
HX-2008	-20~105	0.01	± 0.05	8	16
HX-2010				10	18
HX-2015				15	16
HX-2020				20	16
HX-2030				30	16
HX-3008	-30~105	0.01	± 0.1	8	16
HX-3010				10	18
HX-3015				15	16
HX-4008	-40~105	0.1	± 0.1	8	16
HX-4015				15	16

无锡杰瑞安仪器设备有限公司是一家集研发、生产、销售和服务于一体的高新技术公司；专业从事低温恒温制冷设备、样品前处理设备、超声波设备等实验室常规仪器生产和销售。公司秉承：“品质第一，服务至上”的经营理念，为客户提供最适合实验设备，确保产品和服务质量。公司拥有专业技术人员、先进的生产设备和完善的质量管理体系，保证产品品质，做到安全生产。为高校、科研单位、医院、生工化工食品制药类企业提供最安全好用实验仪器和最优质的售后服务。主打产品有低温恒温槽，雪花制冰机，拍打式均质器，组织匀浆机，超声波清洗机，超声波细胞粉碎机，超声波萃取仪，超声波提取机，恒温金属浴，氮吹仪，摇床振荡器、漩涡混合器、旋转混匀器、菌落计数器等