

## 口腔含漱液械字号（牙龈炎冲洗器）

产品名称	口腔含漱液械字号（牙龈炎冲洗器）
公司名称	四川九尔药业有限公司
价格	48.00/瓶
规格参数	品牌:九尔 规格:150ml 200ml 类型:一类医疗器械
公司地址	成都高新区天府大道中段1388号1栋2层213号
联系电话	18653722727

## 产品详情

所标示价格为厂家建议价非拿货价，具体拿货价请联系18653722727（厂家招商电话非零售）

产品名称

牙龈炎冲洗器

产品结构及组成

牙龈炎冲洗器由医用聚乙烯容器和含漱液组成；含漱液由醋酸氯己定、薄荷脑及甘油等组成。

作用效果

九尔口爽牙龈炎冲洗器可有效抑制各种牙龈炎介质的产生，牙龈炎治疗，改善牙周健康状况，抑制牙菌斑形成，减少牙龈出血，对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌都有较强的抑杀作用。具有杀菌消炎，消肿止痛，除臭止血，清除软垢等功效。能抑制菌斑和口腔的可疑病原菌，维护口腔清洁，口气清新，祛除口腔异味，并能预防口腔继发感染和牙周病及呼吸道感染的发生，确保患者口腔健康。

适用范围

九尔口爽牙龈炎冲洗器适用于口腔消毒护理及有效预防治疗牙龈炎、牙周炎、龋齿、口腔溃疡和呼吸道感染、咽部肿痛等；并适用于孕产妇的口腔护理及手术后的患者、和接受化疗后的患者的口腔护理。

## 贮藏

遮光、密封、在阴凉干燥处保存。

## 注意事项

仅供含漱，禁止内服。

## 产品优势

### （一）杀菌原理

九尔口爽牙龈炎冲洗器用细胞破壁原理，高浓度杀菌，低浓度抑菌，作用位点都在微生物细胞膜上。高浓度时直接破坏细菌细胞膜，造成细胞内容物渗出，细菌死亡，即杀菌作用。低浓度时有效成分附着在稀薄的细胞膜上，阻碍细菌对生长必须的氨基酸、尿嘧啶等营养物质的吸收，从而抑制细菌的产生，因而使用牙龈炎冲洗器的冲洗液后，即便经口腔唾液稀释后也能发挥持久的抑菌作用。

### （二）抑菌及抗菌谱较广

九尔口爽牙龈炎冲洗器为醋酸氯己定复方制剂，某些葡萄球菌、变异链球菌、唾液链球菌、白色念珠菌、大肠埃希菌和厌氧丙酸菌对醋酸氯己定高度敏感，嗜血链球菌中度敏感，变形杆菌属、假单胞菌属、克雷白杆菌属和革兰阴性球菌（如韦永球菌属）低度敏感。醋酸氯己定对革兰阳性和阴性菌的抗菌作用比苯扎溴铵等消毒要强，并且在口腔唾液等体液中存在时仍有效。

### （三）临床作用

九尔口爽牙龈炎冲洗器的作用机制为吸附于细菌胞浆膜，破坏其渗透屏障，使细胞内容物漏出而发挥抗菌作用。低浓度有抑菌作用，高浓度有杀菌作用。通过以上抗菌机制，能有效防止细菌引起的口腔炎症。口腔溃疡、急慢性咽炎、腮腺炎、中耳炎等疾患，能有效防止口腔细菌所引起的软组织和脏器感染，能有效控制大量抗生素使用所引起的菌群失调。

## 使用方法

### 150ml型

- 1.打开牙龈炎冲洗器外盖，倾斜瓶体将冲洗液倒入口腔（约10-15ml）。
- 2.闭合双唇，鼓动双颊，使冲洗液反复冲洗口腔，约1分钟后吐出冲洗液。
- 3.一般每天三次，每日早中晚各一次；

200ml型

- 1.打开牙龈炎冲洗器外盖，瓶口垂直向上，挤压储液瓶体两侧。
- 2.当冲洗液到达瓶口时，去除对瓶体的压力，将瓶颈部留存的冲洗液(约15ml)倒入口腔。
- 3.闭合双唇，鼓动双颊，使冲洗液反复冲洗口腔，约1分钟后吐出冲洗液。
- 4.一般每天三次，每日早中晚各一次；

\*对昏迷患者进行口腔护理时，使用开口器，用棉球蘸取牙龈炎冲洗器的冲洗液擦遍口腔，使冲洗液遍布口腔各处后取出棉球。