

微电脑自动数粒仪

产品名称	微电脑自动数粒仪
公司名称	安阳农投行生物科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇胜利街446号（注册地址）
联系电话	17637907168

产品详情

微电脑自动数粒仪

功能特点：

- 1、微电脑自动控制，全中文液晶显示屏显示，中文菜单操作，触摸式按键，完全自动化操作。
- 2、圆形及长形种子、大中小粒种子均适用。
- 3、仪器可设置北京时间，并在仪器的主界面上直观显示。
- 4、显示屏可直观读取当前数粒数、计数模式、灵敏度、称重重量及数粒时间。
- 5、数粒速度快慢可调。
- 6、仪器具有灵敏度调节功能，实现只对所选量级的颗粒计数，避免杂质等干扰，使数粒更精确。
- 7、具有计数自停、自由数粒两种模式可供选择。

自由数粒：无上限数粒，直到无种子掉落无按键操作2分钟后，振动盘将保护性停止工作。

计数自停：选择此功能则当数粒达到所设值时，会自动停止。

- 8、可对前次计数进行自动保存。
- 9、可直接使用快捷数粒菜单“500”、“1000”、“1500”、“2000”选项，也可自定义设置数粒菜单。
- 10、具有快速自校、定时自停、电路自整等功能。
- 11、主机自带4GSD卡，可无限存储数据，并可进行数据查看与数据删除，也可以将存储的数据导出到计

算机中。

12、可在计算机中直观查看存储数据：日期、时间、数粒数量、数粒耗时、重量。

13、称重功能：仪器内置高精度重力传感器，可自动称重。（SLY-E型具备此功能）。

14、可对一次数粒称重并将结果显示和保存。

技术参数：

数粒范围：尺寸长×宽小于12×4毫米（小颗粒）

尺寸长×宽小于12×10毫米（大颗粒）

计数精度：小颗粒5/1000；大颗粒3/1000

计数速度：1000粒/3分钟

计数容量：1~99999由LCD直接读数

预置自停：1~99999当中任意数值，置00000不计数

称重范围：0~1000g

仪器尺寸：450×300×320mm

外接电源：AC 220~±20V~50HZ

交流功率：小于60瓦

连续工作时间：5小时