

氧化铝物相分析及元素检测第三方检测平台

产品名称	氧化铝物相分析及元素检测第三方检测平台
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

产品详情

检测项目：金属矿石检测、非金属矿石检测、岩矿石检测、铁矿检测、煤炭检测、矿石成分检测、矿石品味检测、矿石理化指标检测

氧化铝物相分析及元素检测第三方检测平台：

z89g88l5ysqw

粉体材料测试

测试项目	送样要求	克	备注
pH值	目	克	
安息角	-200	10	
沉降体积		500	
堆积密度		100	重钙
振实密度		500	
亮度		500	
原样白度	原样	150	
煅烧白度	原样	150	加工费100元
	<1000 ° C	150	
	>1000 ° C	150	
吸油量	原样	50	GB5211.15-88
水溶物测定	原样	50	GB5211.1-85
悬浮性		50	
激光粒度	0.1-100m	10	
湿筛筛余		300	
干法筛余	原样	50	100/1级GB1715-79
筛分分析	400目	400	

分散性	z89g88l5ysqw		GB9287
湿润性		50	CIPAC
分散沉降物		150	
色度		50	
烧成温度		1000	

粘土物性测试 (一)

测试项目		送样要求		备注
		目	克	
型砂	干压强度	-200	500	铸造,陶瓷
强度	湿压强度			
	热湿拉强度			JB2735
	600 湿压强度			
	悬浮度 (性)	100	100	GB/T14564-93
	二苯胍吸附	200	100	GB/T14564-93
	膨胀容/膨润值/胶质价	-200	50	
	膨胀指数	-200	50	
	活化度	-200	30	
	吸蓝量	-200	50	
	含砂量	-200	50	
	活性度	-200	50	活性白土
	原矿造浆率	-200	500	钻井泥浆
	600粘度			SY/T5060-93
	动切力			SY/T5060-93
	粘度			SY/T5060-93
	最优加碱量	-200	1500	泥浆,粘土活化
	滤失量	-200	500	泥浆
	胶体率			
	塑性指数	-100	300	陶瓷、砖瓦铸造
	砖瓦粘土			塑性、分级
	粘土结合性		500	
	干燥敏感性分析			
	空心砖工艺试验		5000	

四、粘土物性测试(二)

测试项目		送样要求		备注
		目	克	
	游离酸含量	-200	10	活性白土
脱色力	原土	-200	10	<3个样+150元
	活化土	-200	50	
脱色率	原土/活化	200	50	
饱和盐水吸水率	膨润土	-200	10	
	海泡石	-24	10	
有机膨润土	凹凸棒石	-18	10	
	粘度		50	HG/T2248-2012
	挥发分		50	
	柴油胶体率		50	
烧失量		50		

颗粒强度	50	
钠化工艺	5000	
湿润性	50	CIPAC
悬浮率	50	
自由吸水率	20	
吸水率	20	
触变性	100	
粘稳系数		
负离子释放量	500	
酸溶物	50	
吸铵值	200	
蛭石含砂量	1000	
过滤速度		