

DST智测工具箱智力发育测试工具包

产品名称	DST智测工具箱智力发育测试工具包
公司名称	山东济宁拓德电子科技有限公司
价格	2800.00/件
规格参数	品牌:拓德科技 型号:TD-ZC-200型 项目:儿童发育筛查
公司地址	山东省济宁市任城区火炬路与济邹路交汇处南99米路东
联系电话	0537-2886685 18369835168

产品详情

TD-ZC200儿童智力测试工具箱参数与配置

一、主要配置：

双层整理箱一个，包含球类、绳、线、杯子、日常用品、积木、拼图、图片、卡片、嵌板、玩具、工具、珠、丸、扣、娃娃、盒子等70多种，适合国内五大智力发育筛查量表（附清单）：

- 1、格赛尔发展量表Gesell（0~3岁6个月婴幼儿）
- 2、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0-6岁）
- 3、小儿神经心理发育量表CNBSR（0-6岁）
- 4、儿童智能发育筛查测验DST（0-6岁）
- 5、新生儿20项行为神经评定心理量表(NBNA)

二、技术指标：

1、使用环境：温度：10 -30 ,相对湿度： 80%,大气压：70kPa-106 kPa

2、箱子规格：59CM × 36CM × 32CM ，重量：10Kg

3、测试要求：测试室环境整洁、安静、主试者、被试者及监护人各一个；无电磁干扰、无振动、无尘洁净

三、使用的量表简介：

1、智能综合Gesell测试（0~3岁6个月）

格赛尔（Gesell）智能诊断法适用于婴幼儿。这种方法从动作能、应物能、言语能及应人能4个方面进行检查，并把4周、16周、28周、40周、52周、18个月、24个月、36个月作为8个“枢纽年龄”，即在这些阶段显示出特殊飞跃进展。所测得的结果，以发育商数（DQ）来表示。

2、丹佛小儿智能发育筛查DDST（0~6岁）

适应于0~6岁儿童，DDST由四个分测验组成，即个人与社会行为、细动作与适应行为、语言和大运动等。DDST主要应用于以下几个方面:作为常规的发育筛查工具，对临床上无明显症状而在发育上可能有问题儿童进行筛查；对可疑儿童进行初步判定；对有高危因素儿童进行发育监测；观察早期治疗和干预训练的效果。

3、小儿神经心理发育检查表CNBSR（0~6岁）

分析影响婴幼儿发育商的因素，为儿保医生保健指导和幼儿早期发展训练提供依据。及时发现孩子的长处、不足，让家长做到发挥孩子的长处，同时对不足也给予一定的关注，尽早改善。小儿神经心理发育在0—3岁是最快的时期，小儿语言发育商和精细动作发育商偏低和低下儿童所占比率比较高，在儿童保健工作中要加强此方面的指导，提高家长的认识，让家长掌握科学的育儿方法，促进小儿全面发展。

4、儿童智能发育筛查测验DST（0~6岁）

DST是一种比较简单、快速、经济有效的智力测验方法。在较短的时间内就可以筛查出在生长发育或智力方面有问题的宝宝。智能测验是根据正常小儿中各年龄阶段智能发育的典型表现，设计出各种各样的项目，这些项目比较全面地反映出宝宝神经精神发育各方面的能力，适应于0~6岁儿童。

新生儿行为神经检查是一种综合性行为和神经检查法，医生们对新生儿不再单纯进行神经反射检查和成熟度评价，而是通过复杂的新生儿行为评定来考察各种影响因素，评判其中枢完整性。适用于未满月的新生儿。

TD-ZC200儿童智力测试工具箱不含有以上五大量表，需配合拓德科技儿童体检系统软件使用，或具有纸质版的量表指导书和常模。

DDST智测工具箱智力测试，儿童智力测查工具，丹佛0-6岁儿童智能心理发育筛查工具包