

多样品组织研磨设备（食品植物矿物质肉类）厂家直销

产品名称	多样品组织研磨设备（食品植物矿物质肉类）厂家直销
公司名称	青岛迈可威微波创新科技有限公司
价格	1000.00/1台
规格参数	
公司地址	青岛高新技术产业开发区华东路826-8号（注册地址）
联系电话	18661934690

产品详情

全自动样品快速研磨仪

全自动样品快速研磨仪是一种特殊的、快速的、高效率的、多试管的一致系统。它可将任何来源（各种动植物、土壤、沉积物、岩石、矿物等样品）进行试验前的样品处理和纯化，产品外观为开模。本款机器又名，多样品组织研磨机，快速组织研磨机，多样品组织匀浆机，快速样品匀浆系统。

主要用途: 用于各种难研磨样品的样品前处理，大批量进行试验前处理。

一、研磨样品种类：

- 1.易挥发样品：煤炭、油页岩、蜡制品等
- 2.塑料、聚合物：PE、PS、纺织品、树脂等
- 3.无机非金属物：矿物、岩石、土壤、沉积物、玻璃等
- 4.生物的研磨

二、主要功能和技术指标：

- 1、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器；
- 2、可以同时处理24个2ML研磨管，12个5ml研磨管,和8个（7-15）ml研磨管，2个50ML研磨管，4个（7-15）ml不锈钢钢罐，可以任意定做各种规格研磨钢罐；
- 3、液晶屏显示,可以方便直观的操作,另可升级成触摸屏显示操作；

- 4、防震原理：德国专利 schleifen-1工作方式专利防震原理，以及上下及左右晃动三维一体的运动方式专利的研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果；
- 5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节；
- 6、最终出料粒度：~5m；
- 7、研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2；
- 8、带自动中心定位的紧固装置是
- 9、研磨速度：0—70 HZ/秒,工作时间：0秒-99分钟，用户可自行设定；
- 10、研磨球直径：0.1-30mm；
- 11、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂；
- 12、加速：在2秒内达到最大速度；
- 13、减速：在2秒内达到最低速度；
- 14、噪音等级：<65db；
- 15、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可；
- 16、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力；

四、基本配置：

- 1、主机一台；
- 2、4x40ml不锈钢钢罐含适配器；标配
- 3、另选 罐的容器可以是5毫升、15毫升、20毫升、25毫升钢罐
(赠送一套适配器带四个钢罐)