

松下Panasonic高压灭菌锅售后维修

产品名称	松下Panasonic高压灭菌锅售后维修
公司名称	北京媒易全景国际网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	Panasonic:3751
公司地址	北京市海淀区复兴路十二号4号楼419室
联系电话	010-82918412

产品详情

北京松下Panasonic高压灭菌锅售后服务电话：010-82918412。

松下Panasonic高压灭菌锅维修中心，松下Panasonic高压灭菌锅售后维修。

松下Panasonic MLS-3751高压灭菌锅

产品简介：

- 1) 带安全自锁，在不通电的情况下，无法开盖，在设定有错误的情况下，无法加热，在加热灭菌过程中，盖子被锁定，无法打开。
- 2) 带压力释放装置，压力过大可通过安全阀门释放，双重保险。
- 3) 蒸汽内排，避免造成整个环境的湿度过高。
- 4) 温度设定范围宽 可从60C~135C。
- 5) 内径大，直径370mm，是目前国内最大直径的高压灭菌器，每层可同时放4个1000ml的锥形瓶，比起细瘦高的灭菌器，空间利用率高。
- 6) 符合人体工程学的低台式设计，适合东方人的身材，取放物体更方便。
- 7) 数字显示，微电脑程序控制，操作过程用图例显示，一目了然，每道程序的某一阶段，有声光提示，使你对灭菌整过程尽在掌握。
- 8) 多种预设程序，可灭培养物，培养基（琼脂之类），培养器皿，一指输入，轻松灭菌。
- 9) 带保温功能，灭完菌保持一定温度，您想什么时候使用就什么时候使用。

10) 可以延时启动 (如12小时后程序才开始执行)。下班之前放置好需要灭菌的物体, 设置好延时启动时间, 第二天实验开始之前正好使用。

11) 脚轮使您移动机器很方便, 脚轮还可固定。

12) 顶盖为高性能钢板覆盖树脂, 即使在灭菌时也能隔热, 避免操作人员的烫伤; 箱体全圆角“蛋型设计”, 避免撞伤; 外观漂亮。

松下科研医疗设备广泛应用于血液及药品储存、临床医学研究、农业、食品、生物工程、卫生防疫、国内各大高等院校重点实验室、科研机构、医院、食品药品工厂、各大血站等各类专业领域。

松下科研设备自最早进入中国各用户单位起至今, 我们一直致力于建立、完善售后服务服务体制。到目前为止, 已在中国各地建立了维修中心。

每一个松下科研设备的售后服务人员, 每年均接受松下专业技术的再培训, 以确保向每一个用户提供标准的专业服务。

服务范围: 海淀区 朝阳区 宣武区 崇文区 房山区 丰台区 西城区 东城区 石景山区 门头沟区 大兴区 顺义区 昌平区 通州区 等。

北京松下Panasonic高压灭菌锅售后维修电话: 010-82918412。